

flex-B™

**Orthopädisches
dorsal-lumbales
Mieder mit Trägern und
Verstärkungsrahmen**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Warum sollten Sie **flex-B™** wählen?

1. Das Korsett **unterstützt** die Wirbelsäule und hält sie aufrecht
2. Es **garantiert** den richtigen Gegendruck (Kompression) durch Erhöhung des endo-abdominalen Drucks
3. Es **gewährleistet** Wirksamkeit, Passform und Tragekomfort dank des kombinierten Zusammenspiels des elastischen Gewebes mit dem Rahmen aus Metall
4. Es ist stützend und elastisch, **man trägt es einfach wie einen Rucksack**



flex-B™



REGULIERBARE UND RUTSCHFESTIGE SCHULTERGURTE

man trägt sie wie die
eines Rucksacks



STRUKTUR AUS CARBONTRACE- GEWEBE

mit antistatischer und
bakteriostatischer
Carbonfaser



VERSTÄRKUNGS- RAHMEN AUS ALUMINIUM

leicht, stabil und vom
Orthopädietechniker gut
formbar



VERSCHLUSS VORN UND VERSTÄRKTER ABDOMINALBEREICH

ausgestattet mit **Daumenschlaufen**
zum leichten Greifen



3+3 ABDOMINALE BAUCHGURTE ZUM INDIVIDUELLEN ANPASSEN DER STÜTZUNG

sie verstärken die
Wirkung der
Stützfunktion

Leicht
anzulegen,
leicht zu tragen.



POSITIO- NIERBARER ELASTISCHER GURT HINTEN

bündelt die Schubkraft
dort, wo sie benötigt wird

flex-B™

Orthopädisches dorsal-lumbales Mieder
mit Trägern und Verstärkungsrahmen

REF.33009

Code	REF.33009					
Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Beckenumfang cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Höhe vorn cm	16	16	16	16	16	16
Höhe hinten cm	50	50	50	52	52	52
Farbe	Grau					

OPTION: Rahmen REF.33009/T Größe 1-L, geeignet für Grösse XS bis M, aber hoch wie für XXL



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



RADIO
LUCENT



CUSTOMIZABLE
FIT



CARBON
FIBER

Indikationen

- Durch Arthrose oder Kyphose bedingte Dorsalgien
- Nachsorge bei dorsalen/lumbalen und sonstigen Wirbeleinbrüchen
- Nachsorge bei dorsalen Wirbelsenkungen infolge von Osteoporose oder Metastasen
- Weitere Indikationen nach Vorgabe des Arztes



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better