

Pourquoi choisir flex-B™

1. Soutient la colonne vertébrale
2. Garantit une compression adéquate en augmentant la pression intra-abdominale
3. Assure efficacité, ajustement et confort grâce au travail combiné du tissu élastique et du châssis métallique
4. Renforcée et élastique, elle se porte comme un sac à dos


90CD900117FR02.1224

flex-B™

Orthèse à bandoulières et châssis de renfort
REF.33009

Code	REF.33009					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circ. bassin cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Hauteur ant. cm	16	16	16	16	16	16
Hauteur post. cm	50	50	50	52	52	52
Couleur	gris					

OPTION châssis REF.33009/T taille 1-L, adapté aux tailles allant de XS à M, mais aussi haut qu'un XXL



Indications

- Dorsalgies sur base arthrosique ou dues à une cyphose
- Résultats de fractures vertébrales dorsales et/ou lombaires hautes
- Résultats de tassements vertébraux dorsaux sur base ostéoporotique ou métastatique
- Autres indications sur prescription médicale



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



flex-B™

Orthèse à bandoulières et châssis de renfort




**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better



STRUCTURE EN TISSU CARBONTRACE

avec **fibre de carbone** antistatique et bactériostatique



CHÂSSIS DE RENFORT EN ALUMINIUM

léger, résistant et facilement **modelable** par un technicien orthopédiste



3+3 SANGLES ABDOMINALES POUR UN SOUTIEN PERSONNALISÉ

renforcent l'action de maintien

BANDOULIÈRES RÉGLABLES ET ANTI-DÉCROCHAGE

se portent comme des bretelles de sac à dos



FERMETURE À L'AVANT ET PARTIE ABDOMINALE RENFORCÉE

dotée d'une boucle **prise-pouce**

Facile à enfiler, facile à porter



RENOI ÉLASTIQUE POSTÉRIEUR POSITIONNABLE

concentre la poussée là où cela est nécessaire