

flex-B™

Orthèse à bandoulières et châssis de renfort



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Pourquoi choisir **flex-B™**

1. **Soutient** la colonne vertébrale
2. **Garantit** une compression adéquate en augmentant la pression intra-abdominale
3. **Assure** efficacité, ajustement et confort grâce au travail combiné du tissu élastique et du châssis métallique
4. Renforcée et élastique, **elle se porte comme un sac à dos**



flex-B™





**STRUCTURE
EN TISSU
CARBONTRACE**

avec **fibre de carbone**
antistatique et
bactériostatique



**CHÂSSIS DE
RENFORT EN
ALUMINIUM**

léger, résistant et facilement
modelable par un technicien
orthopédiste



**3+3 SANGLES
ABDOMINALES
POUR UN SOUTIEN
PERSONNALISÉ**

renforcent l'action
de maintien

**BANDOULIÈRES
RÉGLABLES ET
ANTI-DÉCROCHAGE**

se portent comme
des bretelles de sac à dos



**FERMETURE À L'AVANT
ET PARTIE ABDOMINALE
RENFORCÉE**

dotée d'une boucle **prise-pouce**

Facile à
enfiler, facile
à porter



**RENOI
ÉLASTIQUE
POSTÉRIEUR
POSITIONNABLE**

concentre la poussée
là où cela est nécessaire



flex-B™

Orthèse à bandoulières et châssis de renfort

REF.33009

Code	REF.33009					
Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Circ. bassin cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Hauteur ant. cm	16	16	16	16	16	16
Hauteur post. cm	50	50	50	52	52	52
Couleur	gris					

OPTION: châssis REF.33009/T taille 1-L, adapté aux tailles allant de XS à M, mais aussi haut qu'un XXL



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



RADIO
LUCENT



CUSTOMIZABLE
FIT



CARBON
FIBER

Indications

- Dorsalgies sur base arthrosique ou dues à une cyphose
- Résultats de fractures vertébrales dorsales et/ou lombaires hautes
- Résultats de tassements vertébraux dorsaux sur base ostéoporotique ou métastatique
- Autres indications sur prescription médicale



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better