

flex-B™

**Busto spallaccio
dorso-lombare
con telaio di rinforzo**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Perchè scegliere **flex-B™**

1. **Sostiene** la colonna vertebrale
2. **Garantisce** la giusta compressione aumentando la pressione endo-addominale
3. **Assicura** efficacia, vestibilità e comfort grazie al lavoro combinato del tessuto elastico con il telaio metallico
4. Rinforzato ed elastico **si indossa come uno zaino**



flex-B™





STRUTTURA IN TESSUTO CARBONTRACE

con **fibra di carbonio**
antistatica e batteriostatica



TELAIO DI RINFORZO IN ALLUMINIO

leggero, resistente e
facilmente **modellabile** dal
tecnico ortopedico



3+3 TIRANTI ADDOMINALI PER UN SOSTEGNO PERSONALIZZATO

rinforzano l'azione
contenitiva

SPALLACCI REGOLABILI E ANTI-SFILAMENTO

si indossano come
quelli di uno zainetto



CHIUSURA ANTERIORE E PARTE ADDOMINALE RINFORZATA

dotata di asola **presa-pollice**

Facile da
indossare, facile
da portare.



**RIMANDO
ELASTICO
POSTERIORE
POSIZIONABILE**

focalizza la spinta
dove serve

flex-B™

REF.33009

Busto spallaccio dorso-lombare con telaio di rinforzo

Codice	REF.33009					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. bacino cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Altezza anter. cm	16	16	16	16	16	16
Altezza poster. cm	50	50	50	52	52	52
Colore	grigio					

OPTION: telaio REF.33009/T taglia 1-L, adatto alle taglie dalla XS alla M, ma alto come una XXL



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



RADIO
LUCENT



CUSTOMIZABLE
FIT



CARBON
FIBER

Indicazioni

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari alte
- Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica
- Altre indicazioni su prescrizione medica



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better