

flex-B™

**Wysoka orteza
tułowia z podpaszkami
i sztywną ramą
stabilizującą**

To jest wyrób medyczny. używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą
Podmiot prowadzący reklamę: Orthoservice Polska sp. z
o.o. ul. Warszawska 416a, 42-209 Częstochowa



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Dlaczego warto wybrać **flex-B™**

1. **Podtrzymuje** kręgosłup
2. **Zapewnia** właściwą kompresję poprzez zwiększenie ciśnienia wewnątrzbrzuszego
3. **Gwarantuje** skuteczność, dopasowanie i komfort dzięki połączeniu elastycznej tkaniny z metalową ramą
4. Wzmocniony i elastyczny, **zakładany jak plecak**



flex-B™





STRUKTURA TKANINY CARBONTRACE

z antystatycznym i
bakteriostatycznym
włóknem węglowym



ALUMINIOWA RAMA WZMACNIAJĄCA

lekka, wytrzymała i łatwa w
modelowaniu przez technika
ortopedę



STABILIZATORY BRZUCHA 3+3 ZAPEWNIĄCE INDYWIDUALNE WSPARCIE

wzmacniające działanie
przytrzymujące

REGULOWANE, ANTYPOŚLIZGOWE PASKI NA RAMIONA

zakładane jak plecak



ZAPIĘCIE Z PRZODU I WZMOCNIONA CZĘŚĆ BRZUSZNA

wyposażone w **zaczep na kciuk**

Łatwe
zakładanie,
wygodne
użytkowanie



**PRZYWODZENIE
TYLNE ELASTYCZNE
Z MOŻLIWOŚCIĄ
USTAWIENIA**

skupia siłę nacisku tam,
gdzie jest to konieczne

flex-B™

Wysoka orteza tułowa z podpaszkami i sztywną ramą stabilizującą
REF.33009

Kod	REF.33009					
Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
Obwody miednicy w cm	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Wysokość z przodu cm	16	16	16	16	16	16
Wysokość z tyłu cm	50	50	50	52	52	52
Kolor	szary					

OPCJA: rama REF.33009/T rozmiar 1-L, ta specjalna rama pasuje do rozmiarów od XS do M - z wysokością tylną XXL



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



ANATOMICAL
FIT



LOW
PROFILE



EASY
ADJUSTING



RADIO
LUCENT



CUSTOMIZABLE
FIT



CARBON
FIBER

Wskazania

- Bóle kręgosłupa spowodowany artrozą lub kifotyzacją
- Rehabilitacja po złamaniach w obrębie odcinka piersiowego i lędźwiowego odcinka
- Leczenie złamań kompresyjnych odcinka piersiowego spowodowanych osteoporozą lub przerzutami
- Inne stany, w których zalecane jest stosowanie sztywnej ortezy tułowej



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better