



art. C1Y-YDAC20 NAVY

LE YDA SONO RACCOMANDATE PER LE SEGUENTI CONDIZIONI

Piede diabetico (Diabete Tipo 1 e Tipo 2)

persone non a rischio, a rischio molto basso/basso fino a rischio moderato con neuropatia o vasculopatia associate tra loro e/o deformità minori in conformità alle Linee Guida sulla gestione del piede diabetico del IWGDF 2019

Alluce valgo, Alluce rigido, Alluce limitato

Gotta

Fascite plantare e dolori ai piedi

Artrite reumatoide

Osteoartrite

Fratture dei legamenti

Lunghe camminate

Problemi all'avampiede ed alle dita dei piedi

Persone con problemi di movimento dell'avampiede

Persone con plantari

Riabilitazione post operatoria (p.e. post operatorio della frattura del metatarso)

Post performance e defaticamento

Routine quotidiana



art. CPY YUMA BLU



art. C1Y-YDAW15 CB BLACK

YDA
YOUR DAILY ACTIVITY



Distribuito da:

**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



art. CPY KURT NERO



art. CPY VALLEY BIANCO



art. C1Y-YDAW15 CB MILITARY

Optima Molliter Srl


Company Certified under:
ISO 9001: IT 293843-1 / ISO 13485: IT 293844-1

Via Breda 19/21
62012 Civitanova Marche (MC)
T +39 0733 801060 info@optimamolliter.com
Tutti gli articoli sono dispositivi medici di Classe I
secondo il Regolamento UE MDR 2017/745
REV 10/2023 CE MD

YDA
YOUR DAILY ACTIVITY



www.yda.it



YDA
YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

YDA


La calzatura **YDA** stimola la muscolatura e il microcircolo, migliora la postura, protegge il piede dalle lesioni e dai dolori più comuni.

art. **VAULT**


	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
A	23,3	24	24,6	25,3	26	26,6	27,3	28	28,6	29,3	29,9	30,6	31,3
B	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5
C	22,8	23,3	23,8	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8

FIT **11**

A / LUNGHEZZA (CM)
B / LARGHEZZA (CM)
C / CALZATA (CM)



PLANTARE REMOVIBILE ANTISHOCK



INTERSUOLA CON BIOGELLY SYSTEM SHOCK ABSORBING AL TALLONE



SPRING SYSTEM PROPULSION

SEMIRIGIDO

COLOR BLOCK COLOR BLOCK




COLOR BLOCK

art. **CAIRN**

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
A	24,3	25	25,6	26,3	26,9	27,6	28,2	28,8	29,5	30,1	30,8
B	8,5	8,7	8,8	9	9,1	9,3	9,5	9,6	9,8	9,9	10,1
C	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5

FIT **10/11**

A / LUNGHEZZA (CM)
B / LARGHEZZA (CM)
C / CALZATA (CM)



PLANTARE REMOVIBILE ANTISHOCK



CONSTRUZIONE STROBEL CON INTERSUOLA AIR-SOFT RIDISTRIBUISCE I CARICHI PRESSORI

SEMIRIGIDO**YDA PRO**

YDA PRO con suola semi-rigida propulsiva, è l'articolo più versatile dell'intera gamma **YDA**. Nasce dal potenziamento delle tecnologie **YDA Vault** e **YDA Cairn** per massimizzare stabilità, controllo attivo del movimento e garantire un fit estremamente confortevole. Studiata per accelerare il defaticamento post performance e per la riattivazione continua del microcircolo durante la camminata, la tecnologia **YDA PRO** assicura la ridistribuzione costante dei carichi pressori plantari e la massima protezione di tendine, tallone e colonna vertebrale, grazie all'assorbimento degli shock da atterraggio.


art. **KURT**

Rocker Running

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
A	23,3	24	24,7	25,3	26	26,6	27,3	28	28,6	29,3	29,9	30,6	31,3
B	8,3	8,4	8,6	8,7	8,8	9	9,1	9,3	9,4	9,5	9,7	9,8	10
C	23,3	23,8	24,3	24,8	25,3	25,8	26,3	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	29,3

FIT **12**

A / LUNGHEZZA (CM)
B / LARGHEZZA (CM)
C / CALZATA (CM)



PLANTARE REMOVIBILE ANTISHOCK



INTERSUOLA SEMIRIGIDA RICOPERTA CON D-COVER RIDISTRIBUISCE I CARICHI PRESSORI



FONDO SPRING SYSTEM® PRO PER PERFORMANCE PROPULSIVE



FONDO A CASSETTA ROCKER SOLE IN E.V.A. ULTRALIGHT ANTISCIVOLO


SEMIRIGIDO POTENZIATO

Rocker Case

	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
A	23,1	24,8	24,5	25,1	25,8	26,4	27,1	27,8	28,4	29,1	29,7	30,4
B	8,1	8,2	8,4	8,5	8,7	8,8	9	9,1	9,3	9,4	9,6	9,7
C	23,2	23,7	24,2	24,7	25,2	25,7	26,2	27,3	27,8	28,4	29,5	30

FIT **11**

A / LUNGHEZZA (CM)
B / LARGHEZZA (CM)
C / CALZATA (CM)



Rocker Running



Rocker Case





LE NOVITÀ

DI **VAULT**

YDA

YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN



Take care feel better

**IL CAPOSTIPITE
DELLA LINEA
DI PREVENZIONE
YDA HA
PERFEZIONATO LE SUE
CARATTERISTICHE!**



YDA **VAULT**
YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

COSA
ABBIAMO
MIGLIORATO?

Distribuito da:

ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



YDA
YOUR DAILY ACTIVITY

VAULT

LA GIUSTA TAGLIA

FIT
11

MISURA DEL PIEDE = MISURA DELLA SCARPA

IL CLIENTE HA IL **37**?
CONSIGLIA IL **37**

LA CALZATA È SEMPRE
LA STESSA: **FIT 11**



YDA **VAULT**
YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

MAGGIOR GRIP

FIT
11

EXTRA GRIP
PER UNA
MAGGIORE
ADERENZA AL
SUOLO

**GRIP SEMPRE
IN TINTA CON
LA TOMAIA**

PERSONALIZZAZIONE
CON IL LOGO **YDA**




Distribuito da:

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

YDA VAULT
YOUR DAILY ACTIVITY

PRATICITÀ



EASY-LACE
PIÙ LUNGO, PER
AGEVOLARE
LA CHIUSURA DI
QUALSIASI PIEDE

FIT
11



YDA VAULT
YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

ACCORGIMENTI DI STILE

ANCORA PIÙ
ELEGANTE GRAZIE AL
PLANTARE IN TINTA



FODERA **TONO**
SU **TONO** CON
LA TOMAIA

FIT
11

Tonalità
e accostamenti
per una sneaker
dal **gusto casual**

Fondo neutro
dal **colore**
contemporaneo

Distribuito da:

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

YDA **VAULT**
YOUR DAILY ACTIVITY

I PLUS

GARANTITI

YDA **VAULT**
YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:

ORTHOSERVICE
RO+TEN




Take care feel better

PROPULSIONE

FIT
11



SISTEMA BIOGELLY
TECNOLOGIA SHOCK
ABSORBING ESCLUSIVA YDA



ROCKER SOLE
BIOMECCANICA
PER IL DEFATICAMENTO
DEL PASSO E LA
RAPIDA RIATTIVAZIONE
DEL MICROCIRCOLO



**TECNOLOGIA
SPRING SYSTEM**

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN 
Take care feel better

YDA VAULT
YOUR DAILY ACTIVITY

STABILITÀ

FIT
11



TALLONE SEMIRIGIDO
IMBOTTITO PROTEGGE
DA LESIONI E STABILIZZA
LA DEAMBULAZIONE



SOFT PLANTAR
DEFATICA IL PIEDE
E LA GAMBA



YDA VAULT
YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

PROTEZIONE



TOMAIA MORBIDA

TOMAIE
TERMO SALDATE
PER ACCOGLIERE
IL PIEDE IN UN
INVOLUCRO PROTETTIVO
E AMMORTIZZANTE

FODERA
IMBOTTITA
SENZA
CUCITURE



FIT
11

Distribuito da:

ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



YDA **VAULT**
YOUR DAILY ACTIVITY

QUANDO?

YDA **VAULT**
YOUR DAILY ACTIVITY

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

SONO GIÀ IN
STOCK

**Ti avviseremo e sceglieremo
insieme la fornitura**

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



YDA **VAULT**
YOUR DAILY ACTIVITY

*“L’evoluzione non è una
forza ma un processo;
non una causa ma una legge.”*

JOHN MORLEY

**THE NEW STEPS
TO FEEL
BETTER!**



C1Y-YDAW15 TESR NAVY



C1Y-YDAW15 TESR BLACK



C1Y-YDAW15 TESR GREY



C1D-YDAW15 TESR SILVER

Distribuito da:
ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

YDA VAULT
YOUR DAILY ACTIVITY



Optima Molliter Srl

Via Breda 19/21 62012 Civitanova Marche (MC)

T +39 0733 801060 / info@optimamolliter.com / www.yda.it

Tutti gli articoli sono dispositivi medici di Classe I secondo

il Regolamento UE MDR 2017/745 / REV 07/2023 / IT €

YDA
YOUR DAILY ACTIVITY



Distribuito da:

ORTHOSERVICE
RO+TEN



Take care feel better

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com



Novità 2022 - Prossimamente
disponibile a magazzino

Facile, morbido, confortevole... **HAVAR**

Il tutore dinamico per alluce valgo che mancava.

HAVAR ripristina l'allineamento dell'alluce, alleviando il dolore e proteggendolo dallo sfregamento con la scarpa. È foderato da uno strato di morbida schiuma che lo rende delicato sulla pelle, facile da indossare e veloce da regolare grazie ai pratici cinturini in Velcro®.

QUANDO SI UTILIZZA:



GIORNO



GIORNO

ALL'INTERNO DELLE SCARPE YDA CAIRN



NOTTE

A PIEDE SCALZO

YDA
YOUR DAILY ACTIVITY

www.orthoservice.com



**ORTHOERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



Novità 2021 - disponibile da
settembre a magazzino

YDA CAIRN, la calzatura ideale per ogni occasione.

YDA CAIRN è perfetta per le donne e gli uomini di tutte le età
che vogliono prevenire le problematiche del piede e godere di
un valido supporto al lavoro o nel tempo libero.

Per una performance ancora più efficace è possibile
sostituire la soletta interna della calzatura con i
plantari della linea Podifer by Orthoservice:



podifer 20
Plantare flebologico
con barra



podifer 30
Plantare flebologico



podifer 40
Plantare reumatico



podifer 50
Plantare ammortizzante
con barra



podifer 60
Plantare ammortizzante



YDA

YOUR DAILY ACTIVITY

www.orthoservice.com



Distribuito da:

ORTHOSERVICE RO+TEN

Take care feel better

Pedivis Comfort e Pedivis Active: ogni scarpa YDA ha il suo plantare.

I plantari della **linea Pedivis by Orthoservice** sono un valido alleato nella cura di fasciti, talloniti, metatarsalgie o criticità da piede piatto o cavo. Disponibili con **dima larga** o **dima stretta** si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di calzatura.



PEDIVIS COMFORT



PEDIVIS ACTIVE



KURT ARGENTO



LAND NERO



LARS NERO



VALLEY BIANCO

**PEDIVIS + YDA
UN CONNUBIO
VINCENTE**

YDA
YOUR DAILY ACTIVITY

www.orthoservice.com



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

YDA, comfort, stile e praticità da vivere tutto il giorno.

Le calzature YDA stimolano la muscolatura e il microcircolo, migliorano la postura, proteggono il piede dai dolori più comuni.



talufIT 50 **talufIT 52**

Talufit 50 e Talufit 52: gli alleati ideali per ammortizzare gli impatti e proteggere il tallone

YDA

YOUR DAILY ACTIVITY

www.orthoservice.com



Distribuito da:

**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better