

POIFIT 22

**Orthèse longue
d'immobilisation du
poignet-pouce,**
avec ouverture et baleines
rigides modelables

NEUF



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

polFIT 22

Orthèse longue d'immobilisation du poignet-pouce, avec ouverture et baleines rigides modelables

REF. P1122



Structure en tissu transpirant 3D



Baleine rigide en aluminium pour pouce, préformée et modelable, sur ordonnance



Éclisses de renforcement dorsales en plastique

Fermeture par boucles et à courroies à Velcro®



RADIO LUCENT



EASY FASTENING



3D FABRIC



BREATHABLE

Code	REF. P1122			
Mesure	S	M	L	XL
Circ. poignet cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Longueur cm	26	26	26	26
Couleur	noir			

préciser droit et gauche

Indications

- Fracture ouverte du premier métacarpien
- Entorse du ligament collatéral ulnaire de l'articulation métacarpo-phalangienne radiale
- Suspicion de fracture du scaphoïde

ORTHOSERVICE
RO+TEN

Eco
attentive

UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015
kiwa
certified
CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM
Orthoservice AG, Chiasso, Svizzera
www.orthoservice.com



orthoservice.com

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better