


LINEA **polFIT**



polFIT 17

REF.P1117 DX/SX

Immobilizzatore corto per polso con presa pollice, apribile; con stecche rigide modellabili



polFIT 19

REF.P1119 DX/SX

Immobilizzatore corto per polso, apribile; con stecche rigide modellabili



polFIT 21

REF.P1121 DX/SX

Immobilizzatore lungo per polso, apribile; con stecche rigide modellabili



polFIT 22

REF.P1122 DX/SX

Immobilizzatore lungo per polso con presa pollice, apribile; con stecche rigide modellabili

Codice	REF.P1117 DX/SX · REF.P1119 DX/SX				
Taglia	XS	S	M	L	XL
Circonferenza polso cm	11/13	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	20	20	20	20	20
Colore	nero				

indicare destro o sinistro

Codice	REF.P1121 DX/SX · REF.P1122 DX/SX			
Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	26	26	26	26
Colore	nero			

indicare destro o sinistro



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

LINEA **polFIT**

Una linea
completa di
immobilizzatori
per polso



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

CORTO CON PRESA POLLICE

REF.P1117 DX/SX - Immobilizzatore corto per polso con presa pollice, apribile; con stecche rigide modellabili



LUNGHEZZA 20 CM

CORTO

REF.P1119 DX/SX - Immobilizzatore corto per polso, apribile; con stecche rigide modellabili



LUNGO

REF.P1121 DX/SX - Immobilizzatore lungo per polso, apribile; con stecche rigide modellabili



LUNGHEZZA 26 CM

LUNGO CON PRESA POLLICE

REF.P1122 DX/SX - Immobilizzatore lungo per polso con presa pollice, apribile; con stecche rigide modellabili



Le caratteristiche della LINEA polFIT



Completa apertura dorsale



Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®



Struttura in tessuto 3D traspirante



Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e modellabile su indicazione medica



Stecche di rinforzo dorsali in alluminio, modellabili



SOLO PolFIT 17 e PolFIT 22
Stecca rigida in alluminio per pollice, preformata e modellabile su indicazione medica



BREATHABLE



EASY FASTENING



3D FABRIC