

# carbon afo

## Peroneusorthese aus Karbonfaser

Viele Neuerungen  
mehr Dynamik  
mehr Halt

### VERBESSERTER SPIRALSTRUKTUR

ausbalancierte Vorspannung sorgt für mehr **Dynamik** und **Stabilität**

### SCHMALERE WADENPOLSTERUNG

zur Verbesserung des Profils und der Passform der Orthese



### STABILERE SOHLE

für mehr Halt auch im Vorderfußbereich



### HÖHERER KOMFORT

dank des **abgeschrägten Übergangs** von der Spirale zur Sohle

### FUNKTIONALERE WADENHALTERUNG

die genau richtige Mischung aus **Flexibilität** (zur Anpassung an verschiedene Wadenweiten) und **Stützung** (um ein Verdrehen während des Gebrauchs zu vermeiden)



**ORTHO**SERVICE  
**RO+TEN**

Take care feel better

# carbon afo

## Peroneusorthese aus Karbonfaser

REF. KTAFO

### Indikationen

- Fußheberschwäche
- Schlaganfall
- Multiple Sklerose
- Neurologische Störungen
- Vorderfußamputation

### Kontraindikationen

- Makroskopische Deformation des Fußes oder des Knöchels
- Akutes Ödem
- Leichte bis starke spastische Lähmung
- Muskelkontraktur im vorderen und hinteren Schienbeinbereich, die mit der Orthese nicht einfach behoben werden kann



RADIO  
LUCENT



LOW  
PROFILE



CARBON  
FIBER



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE

Artikelnummer

REF. KTAFO

Größen

S

M

L

Höhe in cm

36

39

42

Schuhgröße

33/38

38/43

43/48

Farbe

schwarz

rechts oder links angeben



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



ORTHOERVICE  
RO+TEN

Take care feel better