

carbon afo

Peroneusorthese aus Karbonfaser

HMV: 23.03.02.6017

Viele Neuerungen
mehr Dynamik
mehr Halt

VERBESSERTE SPIRALSTRUKTUR

ausbalancierte Vorspannung sorgt für mehr Dynamik und Stabilität

SCHMALERE WADENPOLSTERUNG

zur Verbesserung des Profils und der Passform der Orthese



STABILERE SOHLE

für mehr Halt auch im Vorderfußbereich



HÖHERER KOMFORT

dank des abgeschrägten Übergangs von der Spirale zur Sohle

FUNKTIONALERE WADENHALTERUNG

die genau richtige Mischung aus Flexibilität (zur Anpassung an verschiedene Wadenweiten) und Stützung (um ein Verdrehen während des Gebrauchs zu vermeiden)



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

carbon afo

Peroneusorthese aus Karbonfaser

REF. KTAFO

HMV: 23.03.02.6017

Indikationen

- Fußheberschwäche
- Schlaganfall
- Multiple Sklerose
- Neurologische Störungen
- Vorderfußamputation

Kontraindikationen

- Makroskopische Deformation des Fußes oder des Knöchels
- Akutes Ödem
- Leichte bis starke spastische Lähmung
- Muskelkontraktur im vorderen und hinteren Schienbeinbereich, die mit der Orthese nicht einfach behoben werden kann

RADIO
LUCENTLOW
PROFILECARBON
FIBERSINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Artikelnummer

REF. KTAFO

Größen

S

M

L

Höhe in cm

36

39

42

Schuhgröße

33/38

38/43

43/48

Farbe

schwarz

rechts oder links angeben



orthoservice.com

UNI CE EN ISO 13485:2011
UNI EN ISO 9001:2015

Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com
**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better