

rizostab

Orthese für den Daumen



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

rizostab

Orthese für den Daumen

REF. 21006



Kürzer am Daumen
für einen leichteren
Daumen-Zeigefinger-
Griff



Kern aus Aluminium,
kalt modellierbar
an der Hand des
Patienten



Mit Klettverschluss
verstellbarer
Daumenumfang

Vollständig mit
hautfreundlichem
Stoff bezogen

Einfache
Größenanpassung

Artikelnummer	REF. 21006	
Größe	S	L
Umfang Handgelenk cm	14-18	18-22
Farbe	grau	

Beidseitig anwendbar



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Wofür sie dient

Immobilisiert das Daumensattelgelenk
und lindert Schmerzen

Indikationen

- Rhizarthrose
- Akute oder chronische Gelenkentzündungen
- Verletzungen am Grundgelenk des Daumens (Skidaumen)
- Sehnenentzündung (Tendinitis)



LATEX FREE

RADIO
LUCENTCUSTOMIZABLE
FIT

**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better