

rizostab

**Orthèse
de pouce**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

rizostab

Orthèse de pouce

REF. 21006



Plus courte sur le pouce, pour faciliter la prise pouce-index



Pièce centrale en aluminium modelable à froid sur la main du patient



Tour de pouce réglable à l'aide d'une bande velcro

Complètement revêtue d'un tissu confortable

Meilleure gestion des tailles



LATEX FREE



RADIO LUCENT



CUSTOMIZABLE FIT

Code

REF. 21006

Taille

S

L

Tour de poignet cm

14-18

18-22

Couleur

gris

Ambidextre

Les indications

- Rhizarthrose
- Inflammation articulaire aiguë ou chronique
- Lésions de la main du skieur
- Tendinite

À quoi sert-elle?

Elle immobilise l'articulation trapézo-métacarpienne et soulage la douleur.

ORTHOSERVICE
RO+TEN



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Orthoservice Polska sp. z o. o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska

Tel. +48 (0) 34 340 13 10

info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better