

rizostab

Orthèse de pouce



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

rizostab

Orthèse de pouce

REF. 21006



Plus courte sur le pouce, pour faciliter la prise pouce-index



Pièce centrale en aluminium modelable à froid sur la main du patient



Tour de pouce réglable à l'aide d'une bande Velcro®

Complètement revêtue d'un tissu confortable

Meilleure gestion des tailles

Code	REF. 21006	
Taille	S	L
Tour de poignet cm	14-18	18-22
Couleur	gris	

Ambidextre



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com

À quoi sert-elle?

Elle immobilise l'articulation trapézo-métacarpienne et soulage la douleur.

Les indications

- Rhizarthrose
- Inflammation articulaire aiguë ou chronique
- Lésions de la main du skieur
- Tendinite



LATEX FREE



RADIO LUCENT



CUSTOMIZABLE FIT



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better