

rizostab

**Orteza
kciuka**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

rizostab

Orteza kciuka

REF. 21006



Krótszy na kciuku, dla łatwiejszego trzymania między kciukiem i palcem wskazującym



Rdzeń aluminiowy do formowania na zimno na dłoni pacjenta



Obwód kciuka regulowany na rzep

W pełni pokryta wygodną tkaniną

Łatwe zarządzanie rozmiarami



LATEX FREE



RADIO LUCENT



CUSTOMIZABLE FIT

Kod	REF. 21006	
Rozmiar	S	L
Obwód nadgarstka cm	14-18	18-22
Kolor	szary	

pasuje do prawej i lewej strony

Wskazania

- Rhizoartroza
- Ostre lub przewlekłe zapalenie stawów
- Urazy narciarza
- Zapalenie ścięgna

Po co ona jest?

Unieruchamia staw czworoboczny śródreżca, łagodząc ból.

ORTHOSERVICE
RO+TEN

Eco
attentive



UNI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015

Orthoservice AG, CH-6830 Chiasso, Switzerland
www.orthoservice.com

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa Polska
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento
(art. 2497bis CC): **Orthoservice AG (CH)**
6830 Chiasso (TI) · Switzerland



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



orthoservice.com