

heelift

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Indicazioni

- **Prevenzione** dell'ulcera da pressione e tutte le casistiche di **ulcera da pressione** del tallone o **ferita traumatica/post chirurgica** del tallone, anche per pazienti ad alto rischio con due o tre delle seguenti caratteristiche cliniche:
 - punteggio 18 o meno della scala Braden
 - prolungata immobilizzazione
 - diabete con o senza neuropatia

VANTAGGI

- Leggero
- Latex-free
- Lavabile ed igienizzabile

EVIDENZE CLINICHE

Simulation and Discussion of the Microclimate in Heel Protector Boots

Evan Call, MS, CSM; Craig Oberg, PhD; Brian Bill, BS Microbiology;
Chad Mclean Weber State University
Poster presented at SAWC Fall, 2013

An RCT to Determine the Effect of a Heel Elevation Device in Pressure Ulcer Prevention Post-Hip Fracture

Jeanne Donnelly, PhD, Bsc(hons), MCGI, RGN, ONC; J. Winder PhD, Csci, MIPEM;
W.G. Kernohan, PhD, BSc CPhys; M. Stevenson.
Published in Journal of Wound Care, July 2011

A Comparison Between the Use of Intravenous Bags and the Heelift Suspension

Boot to Prevent Pressure Ulcers Isabel Bales, RN/BSN/CWOCN
Published in Advances in Skin and Wound Care, March 2012

Perché heelift

- Garantisce lo scarico del tallone
- Favorisce la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone
- Il piede rimane nella corretta posizione
- Molto rapido da applicare per il personale sanitario
- Tutore brevettato e validato da evidenze cliniche

Disponibile in 3 versioni



Heelift Classic



Heelift Glide



Heelift AFO

Con sistema rigido
posteriore di protezione

MATERIALE INTERNO IN SCHIUMA POLIURETANICA A CELLULA APERTA, TRASPIRANTE



Smooth



Convolutated



Ultra

Disponibile in tre finiture:

- **SMOOTH** - Il materiale liscio è stato sviluppato per i pazienti con pelle sensibile e aiuta a prevenire la formazione di edemi. Studiata per i pazienti diabetici.
- **CONVOLUTATED** - Le trama ad onda favorisce una circolazione ottimale dell'aria e un piacevole effetto rinfrescante.
- **ULTRA** - Con fodera interna.


Caratteristiche



Protezione per le dita



Morbidi cinturini di chiusura



Cinturino per l'avampiede

Fori di ventilazione

Materiale esterno resistente

Supporto rigido posteriore interno e materiale esterno studiato per scivolare sulle lenzuola e sul letto



Supporto di sospensione del tallone



Apertura per l'ispezione del tallone

Gli imballaggi **heelift** sono biodegradabili certificati **d₂w**




Tante varianti, molteplici possibilità

CARATTERISTICHE	HEELIFT CLASSIC		HEELIFT GLIDE			HEELIFT AFO		
	Smooth	Convolved	Smooth	Convolved	Ultra	Smooth	Convolved	Ultra
Supporto di sospensione del tallone	●	●	●	●	●	●	●	●
Apertura per l'ispezione del tallone	●	●	●	●	●	●	●	●
Materiale esterno resistente			●	●	●	●	●	●
Fori di ventilazione	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto in nylon	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione per le dita			●	●	●	●	●	●
Morbidi cinturini di chiusura	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinturino per l'avampiede			●	●	●	●	●	●
Supporto semirigido posteriore						●	●	●
Materiale interno liscio	●		●			●		
Materiale interno onda		●		●			●	
Fodera interna					●			●



Heelift Traction



OPTION: Anti-Rotation Wedge

heelift

Tutore di sospensione per la prevenzione e la gestione delle ulcere da decubito del tallone

MODELLO	Taglia	Circonferenza del polpaccio presa a 23 cm da terra	Codice
Heelift Classic Smooth Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL9041
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL9164
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL7702
Heelift Classic Convuluted Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL7603
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL9348
Heelift Glide Smooth Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL6477
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL6279
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL6460
Heelift Glide Convuluted Interior	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL6484
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL6453
Heelift Glide Ultra	Petite	6-10 in (15-25 cm)	PR5-HL5500
	Standard	10-15 in (25-38 cm)	PR5-HL5203
	Bariatric	15-23 in (38-58 cm)	PR5-HL5401
Heelift AFO Smooth Interior	Universale	-	PR5-HL8105
Heelift AFO Convuluted Interiors	Universale	-	PR5-HL8204
Heelift AFO Ultra	Universale	-	PR5-HL5302
Heelift Traction	Universale	-	PR5-HL9321
OPTION: Anti-Rotation Wedge	Universale	-	PR5-HL9898



orthoservice.com



Circonferenza polpaccio presa a 23 cm da terra



Walgreen Health Solutions, LLC
1316 Sherman Avenue · Evaston, IL 60201
Phone: (847) 328-9540
Email: info@walgreenhealthsolutions.com
www.walgreenhealthsolutions.com
Made in China



Emergo Europe BV
Prinsessegracht 20
2514AP The Hague, Netherlands

Distribuito da: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better