

# Plusieurs applications, plusieurs avantages

APPLICATIONS	AVANTAGES
post-arthroscopie	▶ fonction anti-œdème, cryothérapie et contrôle des mouvements
traitement conservateur des désarticulations de la hanche	▶ contrôle des mouvements (flexion-extension et surtout post r opératoire abduction/adduction)
postopératoire (notamment pouprothèses ou révisions)	
arthrose de l'articulation de la hanche	▶ diminution de la douleur
Coxalgie ou déformations articulaires non opérable	

**NOUVEAUTÉ 2**

Seulement 3 tailles pour répondre à toutes les exigences

La polyvalence de l'orthèse permet de réduire les stocks, tout en sachant qu'il est possible de satisfaire chaque client.

Taille	S	M	L
Tour de bassin cm	72/104	104/137	137/170
Tour de cuisse prox. cm	40/58	54/74	68/90

9000P00155FR001.0322

## hipocross 2.0

### Orthèse pour hanche et coxalgie

REF.91006N - REF.91007N

#### Indications

- Après une arthroscopie
- En phase postopératoire (en fonction du degré de stabilisation requis)
- Traitement conservateur des luxations de la hanche
- Arthrose de l'articulation de la hanche
- Coxalgie ou déformations articulaires non opérables



REF.91007N  
Tige articulée (télescopique) pour Hipocross 2.0



Code	REF.91006N (Hipocross 2.0)		
Taille	S	M	L
Tour de bassin cm	72/104	104/137	137/170
Tour de cuisse prox. cm	40/58	54/74	68/90
Couleur	noir		

préciser droit et gauche

Code	REF.91007N (Tige articulée télescopique pour Hipocross 2.0)
Taille	Universal
Couleur	noir

préciser droit et gauche



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com

hipocross 2.0

## Orthèse pour hanche et coxalgie



**ORTHOSERVICE RO+TEN**  
Take care feel better

**ORTHOSERVICE RO+TEN**  
Take care feel better

## Déjà performante, aujourd'hui encore meilleure: 3 grandes nouveautés

### TIGE ARTICULÉE ET TÉLESCOPIQUE

NOUVEAUTÉ 1

Permet de nombreux réglages:

- **Hauteur**, en faisant coulisser les deux segments jusqu'à la mesure souhaitée.
- **Adduction**, grâce à l'articulation positionnée à hauteur du trochanter.
- **Flexion-extension**, grâce à l'articulation graduée prévue à cet effet (de 0° à 120°).



NOUVEAUTÉ 3

### FERMETURE VELCRO® DES SANGLES DE LA CUISSE ET DU BASSIN

La bande Velcro® permet une fermeture rapide et une précision millimétrique.



### TISSU COMPRESSIF ET GEL DE CRYOTHÉRAPIE, ANTI-ŒDÈME

Grâce à la compression exercée par son tissu spécial et au gel (à insérer dans la poche prévue à cet effet au niveau de l'articulation), l'orthèse favorise la résorption de l'œdème. Le gel se refroidit au freezer.



### BARRE RIGIDE

La barre rigide permettant de bloquer l'articulation en flexion et en abduction neutres lors des premiers jours suivant un épisode de luxation



### SANGLES EN X SUR LE FLANC, POUR UNE ADDUCTION EFFICACE

2 robustes sangles qui se croisent en X sur le flanc permettent le réglage dynamique de l'adduction.



L'attention aux détails qui font la différence