

Molteplici applicazioni, molteplici benefici

APPLICAZIONI	BENEFICI
post-artroscopia	▶ funzione antiedema, crioterapia e controllo dei movimenti
trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca	▶ controllo dei movimenti (flesso estensione e soprattutto abduzione/adduzione)
post-operatorio (anche per protesi o revisioni)	
artrosi dell'articolazione dell'anca	▶ riduzione del dolore
coxalgia o deformità articolari non operabili	

NOVITÀ 2

Solo 3 taglie per soddisfare ogni richiesta

La versatilità del tutore consente di ridurre le scorte a magazzino, sapendo di poter comunque soddisfare ogni cliente.

Taglia	S	M	L
Circonf. bacino cm	72/104	104/137	137/170
Circonf. coscia pross. cm	40/58	54/74	68/90

90COP0015501A02.1124

hipocross 2.0

Tutore per anca e coxalgia

REF.91006N - REF.91007N

Indicazioni

- Post-artroscopia
- Post-operatorio (compatibilmente con il grado di stabilizzazione richiesto)
- Trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca
- Artrosi dell'articolazione dell'anca
- Coxalgia o deformità articolari non operabili



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE PATENT EP3202376 LOW PROFILE BREATHABLE 3D FABRIC ANATOMICAL FIT TELESCOPIC

Codice	REF.91006N (Hipocross 2.0)		
Taglia	S	M	L
Circonf. bacino cm	72/104	104/137	137/170
Circonf. coscia pross. cm	40/58	54/74	68/90
Colore	nero		

indicare destro o sinistro

Codice	REF.91007N (asta articolata telescopica per Hipocross 2.0)
Taglia	universale
Colore	nero

indicare destro o sinistro



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



REF.91007
Asta articolata (telescopica)
per Hipocross 2.0



hipocross 2.0

Tutore per anca e coxalgia



ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

Già vincente, da oggi ancora migliore: 3 grandi novità

ASTA ARTICOLATA E ANCHE TELESCOPICA

Permette numerose regolazioni:

- **Altezza**, facendo scorrere i due segmenti, fino alla misura desiderata.
- **Adduzione**, grazie allo snodo all'altezza del trocantere.
- **Flesso-estensione**, tramite l'apposito snodo graduato (da 0° a 120°).

NOVITÀ 1



NOVITÀ 3



CHIUSURA A VELCRO® DEI TIRANTI DI COSCIA E BACINO

Il Velcro® consente una chiusura rapida e una precisione millimetrica.



TESSUTO CONTENITIVO E GEL CRIOTERAPICO, ANTI-EDEMA

La compressione esercitata dallo speciale tessuto e il gel, da inserire nell'apposita tasca a livello dell'articolazione, favoriscono il riassorbimento dell'edema. Il gel si raffredda in freezer.

BARRA RIGIDA

La barra rigida permette di bloccare l'articolazione in flessione e abduzione neutre nei primi giorni dopo un episodio di lussazione.



TIRANTI A X SUL FIANCO, PER UN'ADDUZIONE EFFICACE

2 robusti tiranti che si incrociano a X sul fianco permettono la regolazione dinamica dell'adduzione.

L'attenzione ai dettagli che fa la differenza

