

hipocross 2.0

# Tutore per anca e coxalgia



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

# Molteplici applicazioni, molteplici benefici

## APPLICAZIONI

## BENEFICI

post-artroscopia	▶ funzione antiedema, crioterapia e controllo dei movimenti
trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca	▶ controllo dei movimenti (flesso estensione e soprattutto abduzione/adduzione)
post-operatorio (anche per protesi o revisioni)	
artrosi dell'articolazione dell'anca	▶ riduzione del dolore
coxalgià o deformità articolari non operabili	

**NOVITÀ 2**

## Solo 3 taglie per soddisfare ogni richiesta

**La versatilità del tutore consente di ridurre le  
scorte a magazzino, sapendo di poter comunque  
soddisfare ogni cliente.**

Taglia	S	M	L
Circonf. bacino cm	72/104	104/137	137/170
Circonf. coscia pross. cm	40/58	54/74	68/90

# Già vincente, da oggi ancora migliore: 3 grandi novità

## ASTA ARTICOLATA E ANCHE TELESCOPICA

NOVITÀ 1

Permette numerose regolazioni:

- **Altezza**, facendo scorrere i due segmenti, fino alla misura desiderata.
- **Adduzione**, grazie allo snodo all'altezza del trocantere.
- **Flesso-estensione**, tramite l'apposito snodo graduato (da 0° a 120°).





**NOVITÀ 3**

### **CHIUSURA A VELCRO® DEI TIRANTI DI COSCIA E BACINO**

Il Velcro® consente una chiusura rapida e una precisione millimetrica.



### **TESSUTO CONTENITIVO E GEL CRIOTERAPICO, ANTI-EDEMA**

La compressione esercitata dallo speciale tessuto e il gel, da inserire nell'apposita tasca a livello dell'articolazione, favoriscono il riassorbimento dell'edema. Il gel si raffredda in freezer.

L'attenzione  
ai dettagli che fa  
la differenza

## BARRA RIGIDA

La barra rigida permette di bloccare l'articolazione in flessione e abduzione neutre nei primi giorni dopo un episodio di lussazione.



## TIRANTI A X SUL FIANCO, PER UN'ADDUZIONE EFFICACE

2 robusti tiranti che si incrociano a X sul fianco permettono la regolazione dinamica dell'adduzione.



# hipocross 2.0

## Tutore per anca e coxalgia

REF.91006N - REF.91007N

### Indicazioni

- Post-artroscopia
- Post-operatorio (compatibilmente con il grado di stabilizzazione richiesto)
- Trattamento conservativo delle dislocazioni d'anca
- Artrosi dell'articolazione dell'anca
- Coxalgia o deformità articolari non operabili



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



PATENT  
EP3202376



LOW  
PROFILE



BREATHABLE



3D FABRIC



ANATOMICAL  
FIT



TELESCOPIC

<b>Codice</b>	REF.91006N (Hipocross 2.0)		
<b>Taglia</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Circonf. bacino cm</b>	72/104	104/137	137/170
<b>Circonf. coscia pross. cm</b>	40/58	54/74	68/90
<b>Colore</b>	nero		

indicare destro o sinistro

<b>Codice</b>	REF.91007N (asta articolata telescopica per Hipocross 2.0)
<b>Taglia</b>	universale
<b>Colore</b>	nero

indicare destro o sinistro



www.orthoservice.com



ISTITUTO NAZIONALE  
CERTIFICATO

UNI CEI EN ISO 13485:2015  
UNI EN ISO 9001:2015



#### Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



#### ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

#### ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

#### OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

#### RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



### REF.91007

Asta articolata (telescopica)  
per Hipocross 2.0



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better