

hipocross 2.0

Orteza stawu biodrowego



Materiał informacyjny przeznaczony
tylko dla profesjonalistów



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better

Wielorakie zastosowanie, rozszerzone korzyści

ZASTOSOWANIE

KORZYŚCI

Postartroskopia	▶ Funkcja przeciwozrękowa, krioterapia i kontrola ruchu
Zachowawcze leczenie zwichnięć stawu biodrowego	▶ Kontrola ruchu (Zgięcia/ wyprost, przywodzenia/ odwodzenia)
Rehabilitacja pooperacyjna (zgodnie z wymaganym stopniem stabilizacji)	
Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego	▶ Zmniejszenie bólu
Koksalgia lub nieoperacyjne deformacje stawów	

NOWOŚĆ 2

Tylko 3 rozmiary dla
zaspokojenia wszystkich potrzeb

Szeroki zakres rozmiarów pozwala zmniejszyć zapasy w magazynie,
a jednocześnie pozwala na zaopatrzenie każdego pacjenta.

Rozmiar	S	M	L
Obwód miednicy w cm	72/104	104/137	137/170
Proksymalny obwód uda w cm	40/58	54/74	68/90

Skuteczna, a od dzisiaj jeszcze lepsza: 3 istotne zmiany

TELESKOPOWA SZYNA Z ZEGAREM

NOWOŚĆ 1

Pozwala na liczne regulacje:

- **Wysokości**, poprzez przesuwanie dwóch segmentów aż do pożądanego rozmiaru.
- **Przywodzenia i odwodzenia**, dzięki przegubowi na wysokości krętarza.
- **Zgięcia i wyprostu** poprzez zegar z regulacją kątową (od 0° do 120°).





NOWOŚĆ 3

ZAPINANIE NA RZEPY W OKOLICY UDA I BIODRA

Rzepy pozwalają na szybkie zapięcie oraz milimetrową dokładność.



PODTRZYMUJĄCO-ŚCIĄGAJĄCA TKANINA I ŻEL KRIOTERAPEUTYCZNY DZIAŁAJĄCE PRZECIWOBRZĘKOWO

Ucisk wywierany przez specjalną tkaninę, oraz żel umieszczany w osobnej kieszeni na poziomie stawu, sprzyjają reabsorpcji obrzęku. Żel należy schłodzić w zamrażalce.

Różnica tkwi
w szczegółach

SZTYWNA SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA

Sztywna szyna unieruchamiająca staw w neutralnym zgięciu i odwodzeniu w pierwszych dniach po wystąpieniu zwichnięcia.



PASY KRZYŻUJĄCE SIĘ NA WYSOKOŚCI KRĘTARZA NA KSZTAŁT LITERY "X" W CELU SKUTECZNEGO PRZYWODZENIA

Dwa mocne pasy krzyżujące się na wysokości krętarza w kształt litery X umożliwiają dynamiczną regulację przywodzenia.



hipocross 2.0

Orteza stawu biodrowego

REF.91006N - REF.91007N

Wskazania

- Postartroskopia
- Rehabilitacja pooperacyjna (zgodnie z wymaganym stopniem stabilizacji)
- Zachowawcze leczenie zwichnięć stawu biodrowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
- Koksalgia lub nieoperacyjne deformacje stawów



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



PATENT
EP3202376



LOW
PROFILE



BREATHABLE



3D FABRIC



ANATOMICAL
FIT



TELESCOPIC

Kod

REF.91006N (Hipocross 2.0)

Rozmiar

S

M

L

Obwód miednicy w cm

72/104

104/137

137/170

Proksymalny obwód
uda w cm

40/58

54/74

68/90

Kolor

czarny

Prawy lub lewy

Kod

REF.91007N

(Szyna teleskopowa z zegarem do Hipocross 2.0)

Rozmiar

universal

Kolor

czarny

Prawy lub lewy

REF.91007N

Szyna teleskopowa z zegarem i regulacją odwodzenia/przywodzenia do Hipocross 2.0



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better