


Perché scegliere questo busto

- 1 **Praticità, stabilità e massimo comfort in un busto a basso profilo**
- 2 **Sistema di trazione a cordino e carrucole per una chiusura facilitata con il minimo sforzo**
- 3 **Solo 2 taglie – piccola e grande - per un ampio range di misure**


4 **Modularità per far fronte alle differenti patologie**



Tratto di colonna interessato L2-L5



Lumbofast



Tratto di colonna interessato L1-L5

Lumbofast Pad
Kit pelote aggiuntive



lumbofast

REF. 23070 Busto ortopedico a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelote rigide termoformabili

RDM: 2452037

Codice	REF.23070	
Taglia	1	2
Circonf. bacino cm	70/106	106/145
Altezza anteriore	16	16
Altezza posteriore	24	24
Colore	grigio	

Opzioni: REF.23070P kit pelote aggiuntive per Lumbofast



Indicazioni

LUMBOFAST REF. 23070

Tratto di colonna interessato L2-L5

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi

LUMBOFAST REF.23070 + LUMBOFAST PAD REF.23070P

Tratto di colonna interessato L1-L5

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lumbosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Lumbofast

lumbofast

Busto ortopedico a trazione facilitata

per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

RINFORZO IN POLIPROPILENE
a protezione del cordino

SGAMBATURA ANTERIORE
per una vestibilità ottimale

LEGGERO E DAL BASSO PROFILO


FORMA ANATOMICA



NOVITÀ

SISTEMA DI TRAZIONE A CORDINO E CARRUCOLE

moltiplica per 4 la forza di trazione adattando il busto alla conformazione del paziente




TERMINALI PER LA TRAZIONE DEI CORDINI
con presa anatomica e facilitata



MANIGLIE ANTERIORI
per facilitare la chiusura a Velcro®

Il busto dall'utilizzo trasversale, anche per i lavori fisici più pesanti



TESSUTO DI BASE
accoppiato e traspirante

NOVITÀ

SOLO DUE TAGLIE

in grado di vestire pazienti con circonferenza vita da 70 cm a 145 cm riducendo le scorte a magazzino

