

**lumbofast**

# Busto ortopedico a trazione facilitata

per la stabilizzazione  
e lo scarico  
del rachide lombare



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better


# Perché scegliere questo busto

**1** Praticità, stabilità e massimo comfort in un busto a basso profilo

**2** Sistema di trazione a cordino e carrucole per una chiusura facilitata con il minimo sforzo

**3** Solo 2 taglie – piccola e grande - per un ampio range di misure

**4** Modularità per far fronte alle differenti patologie




Tratto di colonna interessato L2-L5



Lumbofast

**Lumbofast Pad**  
Kit pelote aggiuntive



Tratto di colonna interessato L1-L5



**RINFORZO IN  
POLIPROPILENE**

a protezione del cordino

**SGAMBATURA  
ANTERIORE**

per una vestibilità ottimale

**LEGGERO  
E DAL BASSO  
PROFILO**


**FORMA  
ANATOMICA**



**NOVITÀ**

## SISTEMA DI TRAZIONE A CORDINO E CARRUCOLE

moltiplica per 4 la forza di trazione adattando  
il busto alla conformazione del paziente



### TERMINALI PER LA TRAZIONE DEI CORDINI

con presa anatomica e facilitata



### MANIGLIE ANTERIORI

per facilitare la chiusura  
a Velcro®

Il busto  
dall'utilizzo  
trasversale, anche  
per i lavori fisici  
più pesanti



## TESSUTO DI BASE

accoppiato e traspirante

**NOVITÀ**

## SOLO DUE TAGLIE

in grado di vestire pazienti con  
circonferenza vita da 70 cm a 145 cm  
riducendo le scorte a magazzino



# Lumbofast

**REF. 23070** Busto ortopedico a trazione facilitata per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelote rigide termoformabili

**RDM: 2452037**

<b>Codice</b>	REF.23070	
<b>Taglia</b>	1	2
<b>Circonf. bacino cm</b>	70/106	106/145
<b>Altezza anteriore</b>	16	16
<b>Altezza posteriore</b>	24	24
<b>Colore</b>	grigio	

Opzioni: REF.23070P kit pelote aggiuntive per Lumbofast



**Lumbofast**



**ANATOMICAL  
FIT**



**BREATHABLE**



**3D FABRIC**



**REGISTERED  
EU, CH  
AND UK DESIGN**



**SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE**



**RIGID  
THERMOFORMABLE  
PAD**



**EASY  
PULLING**

## Indicazioni

### LUMBOFAST REF. 23070

*Tratto di colonna interessato L2-L5*

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi

### LUMBOFAST REF.23070 + LUMBOFAST PAD REF.23070P

*Tratto di colonna interessato L1-L5*

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocuralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi
- Scoliosi degenerativa lombare
- Spondilolisi con o senza listesi vertebrale



orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better