

lumbofast

Orthèse pour la stabilisation et la décharge

du rachis lombaire,
avec sangles facilitant
la traction



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**


Take care feel better

Pourquoi choisir cette orthèse

- 1 **Orthèse plat, pratique, stable et garantissant un maximum de confort**
- 2 **Système de traction avec cordon et poulies, pour faciliter la fermeture avec un minimum d'effort**
- 3 **2 tailles uniquement – petite et grande – pour couvrir un large éventail de gabarits**

4

Modularité pour différentes pathologies




Section de colonne concernée L2-L5



Lumbofast

Lumbofast Pad
Kit plaques supplémentaires



Section de colonne concernée L1-L5

RENFORT EN POLYPROPYLÈNE

pour protéger le cordon

ÉCHANCRURE À L'AVANT

pour un ajustement optimal

LÉGER ET PLAT

DESIGN ANATOMIQUE





NOUVEAUTÉ

SYSTÈME DE TRACTION AVEC CORDON ET POULIES,

multiplier la force de traction par 4 en adaptant
l'orthèse à la conformation du patient




EMBOUTS avec prise
anatomique permettant de
faciliter **LA TRACTION DES
SANGLES**



POIGNÉES À L'AVANT

pour faciliter la fermeture
à Velcro®

L'orthèse aux
multiples usages,
notamment pour les
travaux physiques
les plus pénibles



TISSU DE BASE
assemblé et respirant

NOUVEAUTÉ

DEUX TAILLES UNIQUEMENT

pour habiller les patients ayant un tour de bassin
de 70 cm à 145 cm en réduisant les stocks



lumbofast

REF. 23070 Orthèse pour la stabilisation et la décharge du rachis lombaire, avec sangles facilitant la traction et plaques rigides thermoformables

Code	REF.23070	
Mesure	1	2
Tour de bassin cm	70/106	106/145
Hauteur antérieure cm	16	16
Hauteur postérieure cm	24	24
Couleur	gris	

Option: REF.23070P kit plaques supplémentaires pour Lumbofast



ANATOMICAL
FIT



BREATHABLE



3D FABRIC



REGISTERED
EU, CH
AND UK DESIGN



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RIGID
THERMOFORMABLE
PAD



EASY
PULLING

Lumbofast

Indications

LUMBOFAST REF. 23070

Section de colonne concernée L2-L5

- Lombalgies
- Lombosciatalgies et lombocruralgies
- Spondylarthrose et discopathies lombaires
- Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
- Cours postopératoire
- Résultats de tassements des vertèbres lombaires
- Traitement de la fracture des processus transversaux

LUMBOFAST REF.23070 + LUMBOFAST PAD REF.23070P

Section de colonne concernée L1-L5

- Lombalgies
- Lombosciatalgies et lombocruralgies
- Spondylarthrose et discopathies lombaires
- Traumatismes légers de la colonne lombosacrée et contractures paravertébrales lombaires
- Cours postopératoire
- Résultats de tassements des vertèbres lombaires
- Traitement de la fracture des processus transversaux
- Scoliose dégénérative lombaire
- Spondylose avec ou sans lystevertébrale



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better