

Warum Sie unsere neue Lumbofast wählen sollten

- 1 Sie ist funktional, stabilisierend, ultraflach mit ansprechendem Design
- 2 Sicher und leicht dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt bei minimalem Kraftaufwand
- 3 Alle üblichen Körperumfänge können mit nur 2 Größen versorgt werden

4 Modular: auf- und abrüstbar für verschiedene Indikationen



Lumbofast

Wirbelsäulensegmente L2-L5

Lumbofast forte



Wirbelsäulensegmente L1-L5

9000P0101930E002.1024

Lumbofast

REF. 23070 Orthese zur Entlastung durch Überbrückung mit hochwirksamem Zugsystem und formstabiler, thermoverformbarer Pelotte und seitlichen Schalen

REF. 23070F Orthese zum Stabilisieren und Entlasten mit hochwirksamem Zugsystem, wie 23070, jedoch mit höherer Rückenpelotte.

Indikationen

LUMBOFAST REF. 23070

Indizierter Wirbelsäulenabschnitt L2-L5

- Lumbalgie (wie z.B. nach Bandscheibenvorfall oder Bandscheibenprolaps)
- Lumboischialgie und Lumbocuralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Frakturen der Querfortsätze

LUMBOFAST FORTE REF. 23070F

Indizierter Wirbelsäulenabschnitt L1-L5

- Lumbalgie (wie z.B. nach Bandscheibenvorfall oder Bandscheibenprolaps)
- Lumboischialgie und Lumbocuralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Frakturen der Querfortsätze
- Degenerative lumbare Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule

| Art.-Nummer | REF.23070 - REF.23070F | |
|---------------------------------------|------------------------|---------|
| Größen | 1 | 2 |
| Umfang Becken cm | 70/106 | 106/145 |
| Gurthöhe vorne in cm (LF & LF Forte) | 16 | 16 |
| Gurthöhe hinten in cm (LF & LF Forte) | 24 | 24 |
| Pelottenhöhe in cm (LF) | 25 | 25 |
| Pelottenhöhe in cm (LF Forte) | 36,5 | 36,5 |
| Farbe | Grau mit Hexagonmuster | |



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Lumbofast



Lumbofast forte



Lumbofast

Schnell wieder mobil im Alltag

Orthese zum Stabilisieren und Entlasten Ihrer Lendenwirbelsäule



ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

LEICHTES UND FLACHES PROFIL

für ein angenehmes Tragegefühl

BODY FIT

perfekte anatomische Passform



WIRKUNGSVOLLES ZUGSYSTEM

effektiv und kraftsparend




GRIFFSCHLAUFEN VORN

zum einfachen und schnellen Anlegen und Schließen



ZUGRINGE zum leichten Greifen und Einstellen



TRANSPARENTES, ATMUNGSAKTIVES GEWEBE

NUR ZWEI GRÖSSEN,

dadurch minimale Lagerbestände bei maximaler Patientenversorgung



Unsere Lumbofast stützt Sie in jeder Alltagssituation, auch bei schwerster körperlicher Arbeit