

lumbofast

Schnell wieder mobil im Alltag

Orthese zum Stabilisieren und Entlasten Ihrer Lendenwirbelsäule



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Warum Sie unsere neue Lumbofast wählen sollten


1 Sie ist funktional, stabilisierend, ultraflach mit ansprechendem Design

2 Sicher und leicht dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt bei minimalem Kraftaufwand

3 Alle üblichen Körperumfänge können mit nur 2 Größen versorgt werden

4

**Modular:
auf- und abrüstbar
für verschiedene
Indikationen**




Wirbelsäulensegmente
L2-L5



Lumbofast

**Lumbofast
forte**



Wirbelsäulensegmente
L1-L5

LEICHTES UND FLACHES PROFIL

für ein angenehmes
Tragegefühl

BODY FIT

perfekte
anatomische
Passform






WIRKUNGSVOLLES ZUGSYSTEM

effektiv und kraftsparend



GRIFFSCHLAUFEN VORN

zum einfachen und schnellen
Anlegen und Schließen



ZUGRINGE zum leichten
Greifen und Einstellen

Unsere Lumbofast
stützt Sie in jeder
Alltagssituation,
auch bei schwerster
körperlicher Arbeit



**TRANSPARENTES,
ATMUNGSAKTIVES
GEWEBE**

NUR ZWEI GRÖSSEN,
dadurch minimale Lagerbestände
bei maximaler Patientenversorgung



Lumbofast

REF. 23070 Orthese zur Entlastung durch Überbrückung mit hochwirksamem Zugsystem und formstabiler, thermoverformbarer Pelotte und seitlichen Schalen

REF. 23070F Orthese zum Stabilisieren und Entlasten mit hochwirksamem Zugsystem, wie 23070, jedoch mit höherer Rückenpelotte.

Indikationen

LUMBOFAST REF. 23070

Indizierter Wirbelsäulenabschnitt L2-L5

- Lumbalgie (wie z.B. nach Bandscheibenvorfall oder Bandscheibenprolaps)
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Frakturen der Querfortsätze

LUMBOFAST FORTE REF. 23070F

Indizierter Wirbelsäulenabschnitt L1-L5

- Lumbalgie (wie z.B. nach Bandscheibenvorfall oder Bandscheibenprolaps)
- Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Frakturen der Querfortsätze
- Degenerative lumbare Skoliose
- Spodylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule

Art.-Nummer	REF.23070 - REF.23070F	
Größen	1	2
Umfang Becken cm	70/106	106/145
Gurthöhe vorne in cm (LF & LF Forte)	16	16
Gurthöhe hinten in cm (LF & LF Forte)	24	24
Pelottenhöhe in cm (LF)	25	25
Pelottenhöhe in cm (LF Forte)	36,5	36,5
Farbe	Grau mit Hexagonmuster	



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Lumbofast



Lumbofast forte



REGISTERED
EU, CH
AND UK DESIGN



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



RIGID
THERMOFORMABLE
PAD



EASY
PULLING



ANATOMICAL
FIT



BREATHABLE



3D FABRIC



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better