



# Warum Sie unsere neue Lumbofast wählen sollten

- 1 Sie ist funktional, stabilisierend, ultraflach mit ansprechendem Design
- 2 Sicher und leicht dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt bei minimalem Kraftaufwand
- 3 6 in 2: alle üblichen Körperumfänge können mit nur 2 Größen versorgt werden

4 Modular, für verschiedene Pathologien



Lumbofast Pad  
Zusätzliches Pelotten-Kit



90000101840ECHI1723

## Lumbofast

REF. 23070 Orthese mit vereinfachter Traktion zum Stabilisieren und Entlasten der Lendenwirbelsäule, mit formstabiler, thermoverformbarer Pelotte

Art.-Nummer	REF.23070	
Größen	1	2
Umfang Becken cm	70/106	106/145
Höhe vorne cm	16	16
Höhe hinten cm	24	24
Farbe	grau	

Option: REF.23070P zusätzliches Pelotten-Kit für Lumbofast



Lumbofast

### Indikationen

#### LUMBOFAST REF. 23070

##### Beteiligter Wirbelsäulenabschnitt L2-L5

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbokruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze

#### LUMBOFAST REF.23070 + LUMBOFAST PAD REF.23070P

##### Beteiligter Wirbelsäulenabschnitt L1-L5

- Lumbalgie
- Lumboischialgie und Lumbokruralgie
- Spondylarthrose und lumbale Diskopathien
- Leichtes Trauma der lumbosakralen Wirbelsäule und paravertebrale lumbale Muskelkontraktur
- Postoperative Behandlung
- Folgebeschwerden von Sinterungen der Lendenwirbelsäule
- Behandlung von Brüchen der Querfortsätze
- Degenerative lumbare Skoliose
- Spondylose mit oder ohne Lysis der Wirbelsäule



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



## Lumbofast

Orthese mit vereinfachter Traktion zum Stabilisieren und Entlasten der Lendenwirbelsäule



  
ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better

  
ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better



**VERSTÄRKUNG  
AUS POLYPROPYLEN**  
zum Schutz des Seils

**VORDERER  
BEINAUSSCHNITT**  
garantiert bequemen Sitz

**LEICHTES UND  
FLACHES PROFIL**  
für ein angenehmes Tragegefühl

**BODY FIT**  
perfekte anatomische Passform



**NEU** **WIRKUNGSVOLLES ZUGSYSTEM**  
kraftsparend



**ZUGRINGE**  
zum leichten Greifen  
und Einstellen



**GRIFFSCHLAUFEN VORN**  
zum einfachen und schnellen  
Anlegen und Schließen



**TRANSPARENTES,  
ATMUNGSAKTIVES  
GEWEBE**

**NEU**

**NUR ZWEI GRÖSSEN,**  
dadurch minimale Lagerbestände  
für optimale Patientenversorgung



70 70-82 82-94 94-106  
→ ← → ← → ← → ←

70 82 94 106

Größen 1 ✂

106 106-119 119-132 132-145  
→ ← → ← → ← → ←

106 119 132 145

Größen 2 ✂

Unsere Lumbofast stützt und mobilisiert Sie in jeder Alltagssituation, auch bei schwerster körperlicher Arbeit