


easyCO basic

Corsetto elastico millerighe

REF. 23770B (beige) – REF. 23770S (nero)

Indicazioni

- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi



Easyco Basic


easyCO plus

Corsetto elastico millerighe con tiranti

REF. 23870B (beige) – REF. 23870S (nero)

Indicazioni

- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi
- Lombosciatalgie e lombocuralgie lievi
- Decorso postoperatorio



Easyco Plus

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

BREATHABLE

Codice	REF.23770B (beige) • REF.23770S (nero) / REF.23870B (beige) • REF.23870S (nero)					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita cm	50-60	60-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Altezza anteriore cm	20	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26	26
Colore	nero/beige					



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

easyCO

Corsetto elastico millerighe



**ORTHOSSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Perché scegliere questo corsetto

- Traspirante
- Facile da indossare
- 2 versioni **Basic** e **Plus** (con tiranti) per ogni necessità



EASYCO BASIC

STECHE ANTERIORI

MANIGLIA ANTERIORE

per facilitare la chiusura

CHIUSURA ANTERIORE A VELCRO®

Abbasso
la lombalgia,
viva Easyco!



EASYCO PLUS


TIRANTI ELASTICI ESTERNI DI RINFORZO

a incrocio, con chiusure a Velcro® (solo per versione plus)



RINFORZO POSTERIORE ELASTICO


(solo per versione basic)



4 STECCHE POSTERIORI LEGGERE E FLESSIBILI

(larghezza 20 cm, altezza 20/22 cm)

STRUTTURA IN TESSUTO MILLERIGHE TRASPIRANTE



2 VARIANTI COLORE: NERO E BEIGE