

## easyCO basic

### Gerippte elastische Orthese

REF. 23770B (beige) – REF. 23770S (schwarz)

#### Indikationen

- Paravertebrale Muskelkontrakturen
- Leichte Traumata
- Leichte Lumbalgie



Easyco Basic

## easyCO plus

### Gerippte elastische Orthese mit Zuggurten

REF. 23870B (beige) – REF. 23870S (schwarz)

#### Indikationen

- Paravertebrale Muskelkontrakturen
- Leichte Traumata
- Leichte Lumbalgie
- Leichte Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Postoperative Behandlung



Easyco Plus

# easyCO

## Gerippte elastische Orthese



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



BREATHABLE

Art.-Nummer	REF.23770B (beige) • REF.23770S (nero) / REF.23870B (beige) • REF.23870S (nero)					
Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Taillenumfang cm	50-60	60-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Höhe vorne cm	20	20	20	20	20	20
Höhe hinten cm	26	26	26	26	26	26
Farbe	beige/schwarz					



orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better



**ORTHO SERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better



# Warum Easyco wählen?

- Einfach zu montieren
  - Einfach zu tragen
  - 2 **Basic-** und **Plus-** Versionen (mit Zuggurten) für jeden Bedarf
- Struktur aus geripptem Gewebe



**VORN, ANGEBRACHT**

**VORDERER GRIFF**

zum leichteren Schließen

**VERSCHLUSS VORN MIT KLETTBAND**

**EASYCO BASIC**

Schluss mit Kreuzschmerzen, es lebe Easyco!



**EASYCO PLUS**

**ELASTISCHE ZUGGURTE AUSSEN ZUR VERSTÄRKUNG;**  
überkreuzt, Verschlüsse mit Klettband (nur Easyco plus)



**ELASTISCHE RÜCKENVERSTÄRKUNG**  
(nur Easyco basic)



**4 LEICHTE UND FLEXIBLE SCHIENEN HINTEN**  
(Breite 20 cm, Höhe 20/22 cm)

**STRUKTUR AUS GERIPPTEM GEWEBE**



**2 FARBVARIANTEN: BEIGE UND SCHWARZ**