

easyco

**Corsetto elastico
millerighe**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

easyco

Perché scegliere questo corsetto

- Traspirante
- Facile da indossare
- 2 versioni **Basic** e **Plus** (con tiranti) per ogni necessità

EASYCO BASIC

STECHE
ANTERIORI

MANIGLIA
ANTERIORE

per facilitare la chiusura

CHIUSURA
ANTERIORE
A VELCRO®

Abbasso
la lombalgia,
viva Easyco!

EASYCO PLUS

**TIRANTI
ELASTICI
ESTERNI DI
RINFORZO**

a incrocio, con
chiusure a Velcro®
(solo per versione plus)



**RINFORZO
POSTERIORE
ELASTICO**

(solo per versione basic)



**4 STECCHE POSTERIORI
LEGGERE E FLESSIBILI**

(larghezza 20 cm,
altezza 20/22 cm)

**STRUTTURA IN TESSUTO
MILLERIGHE TRASPIRANTE**



**2 VARIANTI COLORE:
NERO E BEIGE**

easyCO basic

Corsetto elastico millerighe

REF. 23770B (beige) – REF. 23770S (nero)

Indicazioni

- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi

easyCO plus

Corsetto elastico millerighe con tiranti

REF. 23870B (beige) – REF. 23780S (nero)

Indicazioni

- Contratture muscolari paravertebrali
- Traumi lievi
- Lombalgie lievi
- Lombosciatalgie e lombocuralgie lievi
- Decorso postoperatorio

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

BREATHABLE

Codice

Taglia

Circonferenza vita cm

Altezza anteriore cm

Altezza posteriore cm

Colore

REF.23770B (beige) • REF.23770S (nero) / REF.23870B (beige) • REF.23870S (nero)

XS	S	M	L	XL	XXL
50-60	60-75	75-90	90-105	105-120	120-135
20	20	20	20	20	20
26	26	26	26	26	26

nero/beige



Easyco Basic



Easyco Plus



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE RO+TEN

Take care feel better