

easyco

Corset élastique milleraies



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

easyco

Pourquoi choisir Easyco™

- Facile à monter
- Facile à porter
- 2 versions **Basic** et **Plus** (avec sangles) pour chaque besoin

EASYCO BASIC

**BALEINES
SPIRALES
ANTÉRIEURES**

**POIGNÉE
AVANT**

pour faciliter la fermeture

**FERMETURE
VELCRO®
À L'AVANT**

À bas la
lombalgie,
vive Easyco!

EASYCO PLUS

**SANGLES
ÉLASTIQUES
EXTÉRIEURES DE
RENFORT;**

croisées, avec fermeture
Velcro® (seulement
Easyco plus)



**RENFORT
POSTÉRIEUR
ÉLASTIQUE**


(seulement Easyco basic)



**4 BALEINES POSTÉRIEURES
LÉGÈRES ET FLEXIBLES**

(largeur 20 cm, hauteur 20/22 cm)

**STRUCTURE EN TISSU
MILLÉRAIES**



**2 VARIANTES DE COULEUR:
BEIGE ET NOIR**

easyCO basic

Corset élastique milleraies

REF. 23770B (beige) – REF. 23770S (noir)

Indications

- Contractures musculaires para-vertébrales
- Traumatismes légers
- Lombalgies légères

easyCO plus

Corset élastique milleraies avec sangles

REF. 23870B (beige) – REF. 23780S (noir)

Indications

- Contractures musculaires para-vertébrales
- Traumatismes légers
- Lombalgies légères
- Lombosciatiques et lombocuralgies légères
- Phase postopératoire



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



BREATHABLE



Easyco Basic



Easyco Plus

Code	REF.23770B (beige) • REF.23770S (nero) / REF.23870B (beige) • REF.23870S (nero)					
Taille	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonférence taille cm	50-60	60-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Hauteur antérieure cm	20	20	20	20	20	20
Hauteur postérieure cm	26	26	26	26	26	26
Couleur	beige/noir					



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better