

easyco

Gerippte  
elastische  
Orthese



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

easyco

## Warum Easyco wählen?

- Einfach zu montieren
- Einfach zu tragen
- 2 **Basic-** und **Plus-** Versionen (mit Zuggurten) für jeden Bedarf Struktur aus geripptem Gewebe

**EASYCO BASIC**

**VORN,  
ANGEBRACHT**

**VORDERER  
GRIFF**

zum leichteren Schließen

**VERSCHLUSS  
VORN MIT  
KLETTBAND**

Schluss mit  
Kreuzschmerzen,  
es lebe Easyco!

**EASYCO PLUS**

**ELASTISCHE ZUGGURTE AUSSEN ZUR VERSTÄRKUNG;**  
überkreuzt, Verschlüsse mit Klettband  
(nur Easyco plus)



**ELASTISCHE RÜCKENVERSTÄRKUNG**


(nur Easyco basic)



**4 LEICHTE UND FLEXIBLE SCHIENEN HINTEN**

(Breite 20 cm, Höhe 20/22 cm)

**STRUKTUR AUS GERIPPTEM GEWEBE**



**2 FARBVARIANTEN: BEIGE UND SCHWARZ**

# easyCO basic

## Gerippte elastische Orthese

REF. 23770B (beige) – REF. 23770S (schwarz)

### Indikationen

- Paravertebrale Muskelkontrakturen
- Leichte Traumata
- Leichte Lumbalgie

# easyCO plus

## Gerippte elastische Orthese mit Zuggurten

REF. 23870B (beige) – REF. 23780S (schwarz)

### Indikationen

- Paravertebrale Muskelkontrakturen
- Leichte Traumata
- Leichte Lumbalgie
- Leichte Lumboischialgie und Lumbocruralgie
- Postoperative Behandlung



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



BREATHABLE

Art.-Nummer

REF.23770B (beige) • REF.23770S (nero) / REF.23870B (beige) • REF.23870S (nero)

Größen

XS	S	M	L	XL	XXL
50-60	60-75	75-90	90-105	105-120	120-135
20	20	20	20	20	20
26	26	26	26	26	26

Taillenumfang cm

Höhe vorne cm

Höhe hinten cm

Farbe

beige/schwarz



orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Easyco Basic



Easyco Plus



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better