

stepper

Ortesi
post-operatorie
per piede



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better



Quando proporre la linea Stepper

Le ortesi Stepper sono state progettate per accogliere un **piede gonfio e dolente dopo l'operazione**. Danno **supporto** dove serve ma nello stesso tempo anche **comfort** e **rassicurazione**. Proteggono le strutture lese dagli urti accidentali, le alleggeriscono dal peso e infondono un **piacevole senso di sicurezza** per la tenuta su strada

Perché scegliere queste Ortesi post operatorie

- 1** **Massima funzionalità** grazie alla suola ultra-rigida
- 2** **Massima protezione** grazie alla forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- 3** **Massimo comfort** grazie alla tomaia leggera e traspirante e alla ampia apertura per la calzata
- 4** **Unisex**, e il magazzino ringrazia



UNISEX



SOLETTA IN EVA

COMPLETA APERTURA



stepper SURG

- Nessuna compensazione in altezza necessaria sull'arto controlaterale, a basso profilo
- Riduzione della pressione su tallone e avampiede grazie alla suola rigida
- Profilo a Barchetta che facilita la rullata del piede

stepper DIGIT

- Cuneo a 15° per lo scarico della pressione dell'avampiede



TOMAIA

- Leggera e traspirante
- Contrafforte posteriore per una migliore stabilizzazione del retropiede
- Completamente apribile per una facile calzata
- Cinturino a Velcro® sul collo del piede con anello di rimando; con imbottitura a protezione
- Chiusura simmetrica sull'avampiede, senza fibbie

SUOLA RIGIDA

- Suola antiscivolo rigida con barra di rinforzo
- Forma anteriore squadrata a protezione delle dita
- Soletta in EVA rimovibile per essere eventualmente adattata o sostituita

Design
esclusivo
Orthoservice Ro+Ten



stepper CAL

- Scarico selettivo della pressione del tallone

stepper

REF. 23001 • Stepper SURG Ortesi post operatoria per piede

Codice	REF. 23001					
Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Numero scarpa	34/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

fornita singolarmente – ambidestra

Indicazioni

- Post-operatorio per stabilizzazione e scarico del piede (es. osteotomie del piede, alluce valgo, ...)



Stepper SURG

REF. 23002 • Stepper DIGIT Ortesi post operatoria di scarico avampiede

Codice	REF. 23002					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Numero scarpa	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fornita singolarmente – ambidestra

Indicazioni

- Ortesi post operatoria per scarico avampiede



Stepper DIGIT

REF. 23003 • Stepper CAL Ortesi post operatoria di scarico retro piede

Codice	REF. 23003					
Taglia	XS	S	M	L	XL	
Numero scarpa	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fornita singolarmente – ambidestra

Indicazioni

- Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti molli che ossei del tallone
- Sgravio selettivo della pressione dopo fratture
- Risanamento da ulcerazioni del retro piede



RADIO
LUCENT



RIGID
SOLES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



UNISEX



Stepper CAL



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better