

## Wann sollte die Stepper-Linie zum Einsatz kommen?

Die Stepper-Orthesen wurden entwickelt, um einen **geschwollenen** und **schmerzenden Fuß** nach einer **Operation** aufzunehmen. Sie geben **Unterstützung** dort, wo es nötig ist, bieten jedoch gleichzeitig auch **Komfort** und **Sicherheit**. Sie schützen die verletzten Stellen vor unabsichtlichen Stößen, entlasten vom Gewicht des Körpers und vermitteln ein **angenehmes Gefühl der Sicherheit** aufgrund des guten Grips auf dem Untergrund



9000P002020ECH2.0226

## stepper

### M23001 • Stepper SURG Postoperative Orthese für den Fuß

| Code       | M23001  |         |       |         |         |         |
|------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| Größe      | XXS     | XS      | S     | M       | L       | XL      |
| Schuhgröße | 34/36,5 | 37/38,5 | 39/41 | 41,5/43 | 43,5/45 | 45,5/47 |

einzelnen geliefert – beidseitig

#### Indikationen

- Postoperative Orthese zum Stabilisieren und Entlasten des Fußes (z. B. nach Osteotomien am Fuß, bei Hallux valgus, ...)

### M23002 • Stepper DIGIT Postoperative Orthese zur Entlastung des Vorfußes

| Code       | M23002  |           |         |       |         |  |
|------------|---------|-----------|---------|-------|---------|--|
| Größe      | XS      | S         | M       | L     | XL      |  |
| Schuhgröße | 33,5/37 | 37,5/39,5 | 40/41,5 | 42/44 | 44,5/47 |  |

einzelnen geliefert – beidseitig

#### Indikationen

- Postoperative Orthese zum Entlasten des Vorfußes

### M23003 • Stepper CAL Postoperative Orthese zur Entlastung des Rückfußes

| Code       | M23003  |           |         |       |         |  |
|------------|---------|-----------|---------|-------|---------|--|
| Größe      | XS      | S         | M       | L     | XL      |  |
| Schuhgröße | 33,5/37 | 37,5/39,5 | 40/41,5 | 42/44 | 44,5/47 |  |

einzelnen geliefert – beidseitig

#### Indikationen

- Postoperativ nach Weichteil- und Knochenoperationen an der Ferse
- Selektive Druckentlastung nach Frakturen
- Sanierung von Ulzerationen am Rückfuß

### M23004 • Fingerbedeckung für Stepper SURG und Stepper DIGIT

| Code  | M23004 |   |   |   |    |  |
|-------|--------|---|---|---|----|--|
| Größe | XS     | S | M | L | XL |  |

einzelnen geliefert – beidseitig



www.orthoservice.com

Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Stepper SURG



Stepper DIGIT



Stepper CAL



Stepper toe cap



RADIO  
LUCIENT



RIGID  
SOLES



SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE



UNISEX

# stepper

## Postoperative Orthese für den Fuß



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take care feel better



# Warum sollten Sie diese postoperativen Orthesen wählen?

- 1 Maximale funktionale** Unterstützung dank der ultrastabilen Sohle
- 2 Maximaler Schutz** dank der quadratischen Form im Vorfußbereich zum Schutz der Zehen
- 3 Maximaler Komfort** dank des leichten und atmungsaktiven Obermaterials und der weiten Öffnung zum Anlegen
- 4 Unisex**, und die Lagerkapazitäten werden geschont



**EINLEGESOHLE  
AUS EVA**

**VOLLSTÄNDIG  
ÖFFENBAR**

## stepper SURG

- Kein Höhenausgleich am kontralateralen Glied erforderlich, niedriges Profil
- Reduzierung des Drucks auf Ferse und Vorfuß dank der starren, stabilen Sohle
- Barkenförmiges Profil, um das Abrollen des Fußes zu erleichtern

### OBERMATERIAL

- Leicht und atmungsaktiv
- Hinterkappe zum besseren Stabilisieren des Fußes im Fersenbereich
- Vollständig zu öffnen für ein einfaches Anziehen
- Riemen mit Klettverschluss über dem Spann mit Ring zum Umschlagen und Regulieren der Weite; mit Schutz-Polsterung
- Symmetrischer Verschluss am Vorderfuß ohne Schnallen

### STABILE SOHLE

- Starre, stabile, rutschfeste Sohle mit Verstärkungsleiste
- Quadratische Form im Vorfußbereich zum Schutz der Zehen
- Herausnehmbare EVA-Einlegesohle, die bei Bedarf angepasst oder ausgetauscht werden kann

## stepper toe cap

- Fingerbedeckung für Stepper SURG und Stepper DIGIT

## stepper DIGIT

- Keil von 15° zur Druckentlastung des Vorfußes

## stepper CAL

- Selektive Druckentlastung der Ferse

Exklusives  
Design  
Orthoservice Ro+Ten