

Quand proposer la ligne Stepper?

Les orthèses Stepper ont été conçues pour s'adapter à un **pied enflé et douloureux**, à la suite d'une opération. Elles apportent tout le **soutien** nécessaire, mais aussi **confort** et **assurance**. Elles protègent les zones fragilisées contre les chocs accidentels, tout en les soulageant du poids, et procurent une **agréable sensation de sécurité** lors des déplacements.



9000P0002FR002.1226

stepper

M23001 • Stepper SURG Orthèse postopératoire de pied

Code	REF.23001						
Taille	3XS	XXS	XS	S	M	L	XL
Pointure	25/32	33/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

fournie individuellement – ambidextre

Indications

- Orthèse postopératoire conçue pour la stabilisation et la décharge du pied (ex. : ostéotomies du pied, hallux valgus, etc.)

M23002 • Stepper DIGIT Orthèse postopératoire de décharge de l'avant-pied

Code	M23002					
Taille	XS	S	M	L	XL	
Pointure	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fournie individuellement – ambidextre

Indications

- Orthèse postopératoire conçue pour la décharge de l'avant-pied

M23003 • Stepper CAL Orthèse postopératoire de décharge de l'arrière-pied

Code	M23003					
Taille	XS	S	M	L	XL	
Pointure	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

fournie individuellement – ambidextre

Indications

- Orthèse postopératoire prévue à la suite de chirurgies des tissus mous ou des os du talon
- Diminution sélective de la pression à la suite de fractures
- Rééducation à la suite d'ulcères de l'arrière-pied

M23004 • Couvre-orteils pour Stepper SURG et Stepper DIGIT

Code	M23004				
Taille	XS	S	M	L	XL

fournie individuellement – ambidextre



www.orthoservice.com

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. +49 (0) 7221 40 533 0 · Fax +49 (0) 7221 40 533 20
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Stepper SURG



Stepper DIGIT



Stepper CAL



Stepper toe cap



RADIO
LUCIENT



RIGID
SOLES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



UNISEX



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

stepper

Orthèse postopératoire de pied



**ORTHO SERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Pourquoi choisir ces orthèses postopératoires?

- 1 **Maximum de fonctionnalité** grâce à leur semelle ultra-rigide
- 2 **Maximum de protection** grâce à leur forme carrée à l'avant assurant la protection des doigts
- 3 **Maximum de confort** grâce à leur empeigne légère et respirante, et à leur grande ouverture permettant de les enfiler plus facilement
- 4 **Unisexe**, pour une meilleure gestion des stocks



SEMELLE INTÉRIEURE
EN EVA

OUVERTURE
COMPLÈTE

stepper SURG

- Aucune compensation en hauteur n'est nécessaire sur le membre controlatéral ; profil plat
- Réduction de la pression sur le talon et l'avant-pied grâce à la semelle rigide
- Profil facilitant le déroulement du pied

EMPEIGNE

- Légère et respirante
- Contrefort à l'arrière pour une meilleure stabilisation de l'arrière-pied
- Peut s'ouvrir complètement afin de l'enfiler plus facilement
- Bande Velcro® sur le cou-de-pied avec boucle de renvoi ; munie d'une doublure pour plus de protection
- Fermeture symétrique sur l'avant-pied, sans boucle

SEMELLE RIGIDE

- Semelle antidérapante rigide avec barre de renfort
- Forme carrée à l'avant assurant la protection des doigts
- Semelle intérieure en EVA amovible afin de pouvoir éventuellement l'ajuster ou la remplacer

stepper toe cap

- Couvre-orteils pour Stepper SURG et Stepper DIGIT

stepper DIGIT

- Butée à 15° pour décharger la pression de l'avant-pied

stepper CAL

- Décharge sélective de la pression du talon

Design exclusif
Orthoservice Ro+Ten