



## Wann sollte die Stepper-Linie zum Einsatz kommen?

Die Stepper-Orthesen wurden entwickelt, um einen **geschwollenen** und **schmerzenden Fuß** nach einer **Operation** aufzunehmen. Sie geben **Unterstützung** dort, wo es nötig ist, bieten jedoch gleichzeitig auch **Komfort** und **Sicherheit**. Sie schützen die verletzten Stellen vor unabsichtlichen Stößen, entlasten vom Gewicht des Körpers und vermitteln ein **angenehmes Gefühl der Sicherheit** aufgrund des guten Grips auf dem Untergrund

90.000.000.2020.ECH1.0424

# stepper

M23001 • Stepper SURG Postoperative Orthese für den Fuß

Code	M23001					
Größe	XXS	XS	S	M	L	XL
Schuhgröße	34/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

einzelnd geliefert – beidseitig

### Indikationen

- Postoperative Orthese zum Stabilisieren und Entlasten des Fußes (z. B. nach Osteotomien am Fuß, bei Hallux valgus, ...)

M23002 • Stepper DIGIT Postoperative Orthese zur Entlastung des Vorfußes

Code	M23002					
Größe	XS	S	M	L	XL	
Schuhgröße	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

einzelnd geliefert – beidseitig

### Indikationen

- Postoperative Orthese zum Entlasten des Vorfußes

M23003 • Stepper CAL Postoperative Orthese zur Entlastung des Rückfußes

Code	M23003					
Größe	XS	S	M	L	XL	
Schuhgröße	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

einzelnd geliefert – beidseitig

### Indikationen

- Postoperativ nach Weichteil- und Knochenoperationen an der Ferse
- Selektive Druckentlastung nach Frakturen
- Sanierung von Ulzerationen am Rückfuß



Stepper SURG



Stepper DIGIT



Stepper CAL



# stepper

## Postoperative Orthese für den Fuß



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better

## Warum sollten Sie diese postoperativen Orthesen wählen?

- 1 Maximale funktionale** Unterstützung dank der ultrastabilen Sohle
- 2 Maximaler Schutz** dank der quadratischen Form im Vorfußbereich zum Schutz der Zehen
- 3 Maximaler Komfort** dank des leichten und atmungsaktiven Obermaterials und der weiten Öffnung zum Anlegen
- 4 Unisex**, und die Lagerkapazitäten werden geschont



UNISEX



**EINLEGESOHLE  
AUS EVA**

**VOLLSTÄNDIG  
ÖFFENBAR**



### stepper SURG

- Kein Höhenausgleich am kontralateralen Glied erforderlich, niedriges Profil
- Reduzierung des Drucks auf Ferse und Vorfuß dank der starren, stabilen Sohle
- Barkenförmiges Profil, um das Abrollen des Fußes zu erleichtern

#### OBERMATERIAL

- Leicht und atmungsaktiv
- Hinterkappe zum besseren Stabilisieren des Fußes im Fersenbereich
- Vollständig zu öffnen für ein einfaches Anziehen
- Riemen mit Klettverschluss über dem Spann mit Ring zum Umschlagen und Regulieren der Weite; mit Schutz-Polsterung
- Symmetrischer Verschluss am Vorderfuß ohne Schnallen



### stepper DIGIT

- Keil von 15° zur Druckentlastung des Vorfußes

#### STABILE SOHLE

- Starre, stabile, rutschfeste Sohle mit Verstärkungsleiste
- Quadratische Form im Vorfußbereich zum Schutz der Zehen
- Herausnehmbare EVA-Einlegesohle, die bei Bedarf angepasst oder ausgetauscht werden kann



### stepper CAL

- Selektive Druckentlastung der Ferse

Exklusives  
Design  
Orthoservice Ro+Ten