

stepper

Buty pooperacyjne



To jest wyrób medyczny. używaj go
zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Podmiot prowadzący reklamę:
Orthoservice Polska sp. z o.o.



ORTHOSERVICE
RO+TEN

Take care feel better



Kiedy zaproponować linię Stepper

Buty pooperacyjne Stepper zostały stworzone z myślą o osobach z opuchniętymi i obolałymi stopami po zabiegach operacyjnych.

Zapewniają wsparcie dokładnie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, oferując jednocześnie komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Chronią wrażliwe miejsca przed przypadkowymi urazami, odciążają je oraz zapewniają wygodę i ulgę podczas chodzenia.

Dlaczego warto wybrać właśnie te buty pooperacyjne?

- 1 **Maksymalna funkcjonalność** dzięki ultrasztywnej podeszwie zewnętrznej
- 2 **Maksymalna ochrona** dzięki kwadratowemu kształtowi przodu chroniącemu palce
- 3 **Maksymalny komfort** dzięki lekkiej, oddychającej cholewce i szerokiemu otworowi do zakładania.
- 4 **Unisex**



UNISEX



**PODESZWA Z
PIANKI EVA**

**PEŁNE
OTWARCIE**



stepper SURG

- Niski profil eliminuje konieczność kompensacji wysokości po stronie przeciwnej
- Zmniejszony nacisk na piętę i przodostopie dzięki sztywnej podeszwie
- Profil Barchetta ułatwia przetaczanie stopy

stepper DIGIT

- Klin 15° odciążający przodostopie



CHOLEWKA

- Lekka i przewiewna
- Tylne podparcie dla lepszej stabilizacji tylnej części stopy
- W pełni otwierany dla łatwego zakładania
- Pasek Velcro® z pętelką na podbiciu, wyposażony w ochronną wyściółkę
- Symetryczne zapięcie w przedniej części stopy bez sprzączek

SZTYWNA PODESZWA

- Sztywna, antypoślizgowa podeszwa ze wzmocnieniem
- Kwadratowa forma przedniej części buta dla ochrony palców
- Wyjmowana wkładka EVA do ewentualnej modyfikacji lub wymiany

Wyjątkowy
design
Orthoservice Ro+Ten



stepper CAL

- Selektywna redukcja nacisku na piętę

stepper

REF. 23001 • Stepper SURG But pooperacyjny

Kod	REF. 23001					
Rozmiar	XXS	XS	S	M	L	XL
Numer buta	34/36,5	37/38,5	39/41	41,5/43	43,5/45	45,5/47

Dostarczana pojedynczo - obustronna

Wskazówki

- Pooperacyjnie w celu stabilizacji i odciążenia stopy (np. osteotomia stopy, paluch koślawy, ...)



Stepper SURG

REF. 23002 • Stepper DIGIT But odciążający przodostopie

Kod	REF. 23002					
Rozmiar	XS	S	M	L	XL	
Numer buta	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

Dostarczana pojedynczo - obustronna

Wskazówki

- Pooperacyjne odciążenie przodostopia



Stepper DIGIT

REF. 23003 • Stepper CAL But odciążający tyłostopie

Kod	REF. 23003					
Rozmiar	XS	S	M	L	XL	
Numer buta	33,5/37	37,5/39,5	40/41,5	42/44	44,5/47	

Dostarczana pojedynczo - obustronna

Wskazówki

- Po operacjach tkanek miękkich i kostnych pięty
- Selektywne zmniejszenie nacisku po złamaniach
- Leczenie owrzodzeń tylnej części stopy



Stepper CAL



RADIO
LUCENT



RIGID
SOLES



SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE



UNISEX



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better