

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung



airstep tight walker

REF. M.550N

HMV-Nr.: 23.06.01.0066

HMV-Nr. 23.06.01.1018 mit

Keile M.501



airstep tight walker (short)

REF. M.560N

HMV.-Nr.: 23.06.01.0067

INDIKATIONEN

- Konservative und postoperative Behandlung von Fuß-/Knöchel- und Beinbruch
- Postoperative Immobilisierung nach chirurgischer Behandlung von Fuß-/Knöchelbruch bei Patienten mit kurzen Gliedmaßen (Airstep tight Walker kurz)
- Schwere Knöcheldistorsion Grad I bis III
- Konservative Behandlung nach Riss der Achillessehne
- Postoperative Behandlung nach Tenorrhaphie der Achillessehne
- Prä- und postoperative/posttraumatische Immobilisierung

KONTRAINDIKATIONEN

Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

AUSWAHL/GRÖSSEN

Artikelnummer	REF. M.550N / M.560N(short)			
Größen	S	M	L	XL
Schuhgröße	35/39	39/44	44/47	>47
Farbe	grau			

beidseitig anwendbar



AIR PAD



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



www.orthoservice.com



UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 15/05/2021
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 15/05/2021



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

airstep tight walker

Walker mit integrierten Pumpen



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Der neue und verbesserte Walker



normale Version



kurze Version

- 1 Verstärkungsschalen** vorne und hinten für eine bessere Stabilität
- 2 Aufblasbare Luftkammern** für optimalen Tragekomfort und einen besseren Halt
- 3 Grundkörper aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff;** Endteil aus gummiartigem Material
- 4 Integrierte Pumpe** zum Aufblasen/Entleeren der Polsterung
- 5 Schlanke Sohle** aus rutschfestem Material mit angenehmem Abrollverhalten
- 6 Optionale Polster** zur zusätzlichen Anpassung an das Bein

Zwei
Versionen
für jeden
Bedarf

Das Anlegen erfolgt in 5 einfachen Schritten



OPTION:

REF. M.560N/P und REF. M.550N/P
Innenschuh, zum Tauschen bei
Schmutz, Schweiß, Wundflüssigkeiten



REF. M.505
Diabetic Set, beidseitig
anwendbar.



REF. M.501
Fersenkeile, rechts und
links angeben.