

# Tutore a stivaletto rigido con due imbottiture ad aria gonfiabili



**airstep tight walker**

REF.550N



**airstep tight walker (short)**

REF.560N

## INDICAZIONI REF. 550N

- Trattamento conservativo fratture malleolari
- Traumi distorsivi di III grado
- Fase postchirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia e della tenorrafia dell'achilleo
- Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula distali

## INDICAZIONI REF. 560N

- Lesioni dei tessuti molli
- Distorsioni di caviglia da moderate a gravi
- Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone
- Fratture stabili di piede e/o caviglia
- Post-operatorio

## CONTROINDICAZIONI

L'applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria

## TABELLA MISURE

Codice	REF.550N/560N(short)			
Misura	S	M	L	XL
Misura scarpa	35/39	39/44	44/47	>47
Colore	grigio			

ambidestro

### OPTION:

REF.501 Rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

REF.505 Diabetic Set, ambidestro



AIR PAD



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



www.orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200 · Fax 0039 0362 18 58 065  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

airstep tight walker

**Tutore a stivaletto  
rigido con due imbottiture  
ad aria gonfiabili**

NOVITÀ  
2024



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

## Il Walker 2.0



versione normale



versione bassa

- 1 **Valve di rinforzo**, anteriore e posteriore, per una maggiore stabilità
- 2 **Imbottitura gonfiabile ad aria** per un'ottimale aderenza all'arto e una migliore stabilizzazione
- 3 **Struttura in materiale plastico**, leggera e resistente; parte terminale in materiale gommoso
- 4 **Pompetta integrata** per gonfiare/sgonfiare l'imbottitura
- 5 **Suola** in materiale antiscivolo
- 6 **Imbottitura opzionale** per ulteriore adattamento alla gamba

## Si indossa in 5 semplici mosse



### OPTION:



REF.505  
Diabetic Set, ambidestro.



REF.501  
Rialzi per tallone,  
indicare destro o sinistro.

Due versioni  
per ogni  
necessità