

Walker z dwiema komorami pneumatycznymi



airstep tight walker

REF.550N



airstep tight walker (short)

REF.560N

WSKAZANIA

- Leczenie zachowawcze złamań w obrębie stopy, stawu skokowego i podudzia
- Unieruchomienie pooperacyjne po zabiegu chirurgicznym leczenia złamań w obrębie stopy i stawu skokowego.
- Unieruchomienie po skręceniu stawu skokowego stopnia 1 do 3
- Leczenie zachowawcze przy urazie w obrębie ścięgna Achillesa
- Leczenie pooperacyjne po tenorografii ścięgna Achillesa

PRZECIWSKAZANIA

Stosowanie tego typu ortozy jest zalecane tylko wtedy, gdy zostało udokumentowane, że złamanie jest stabilne i istnieją dopuszczalne granice niewspółosiowości kątowej i obrotowej.

TABELA ROZMIARÓW

Symbol	REF.550N/560N(short)			
Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	35/39	39/44	44/47	>47
Kolor	Szary			

Do zastosowania dla strony lewej i prawej



AIR PAD



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



www.orthoservice.com/pl



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Reklamę prowadzi: Orthoservice Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a 42-209 Częstochowa · Polska



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

airstep tight walker

Walker z dwiema komorami pneumatycznymi

NOWOŚĆ
2023

MATERIAŁ PRZEZNACZONY
TYLKO DLA PROFESJONALISTÓW



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Nowy i ulepszony Walker



wersja długa



wersja krótka

- 1** Wzmocniona skorupa dla zachowania większej stabilności
- 2** Dwie niezależne komory pneumatyczne dla optymalnego dopasowania i większej stabilności
- 3** Lekka konstrukcja z wytrzymałego tworzywa, miękki i komfortowy kołnierz
- 4** Zintegrowane pompki do napełniania i opróżniania komór
- 5** Podeszwa z materiału antypoślizgowego
- 6** Opcjonalna wyściółka dla dodatkowego dostosowanie do kończyny

Dwie wersje dla zaspokojenia wszystkich potrzeb

Do założenia w pięciu prostych krokach



OPCJE DODATKOWE:



REF.505
Zestaw dla diabetyków.
Strona lewa i prawa.



REF.501
Podpietki.
Strona lewa i prawa.