

Botte tuteur rigide avec deux coussins à air gonflables



airstep tight walker

REF.550N



airstep tight walker
(short)

REF.560N

INDICATIONS

- Traitement conservateur et postopératoire de fracture du pied/de la malléole et de la jambe
- Immobilisation postopératoire après traitement chirurgical de fracture du pied/ de la malléole chez des patients aux membres courts (Airstep tight Walker short)
- Distorsion grave de la malléole de degré I à III
- Traitement conservateur après fissure du tendon d'Achille
- Traitement postopératoire après ténorrhaphie du tendon d'Achille
- Immobilisation pré et postopératoire/post-traumatique

CONTRE-INDICATIONS

L'application de ce tuteur est conseillée uniquement dans les cas où il a été démontré que la fracture est stable et que les limites de difformité angulaire et rotatoire sont acceptables

SÉLECTION/TAILLES

Code	REF.550N/560N(short)			
Mesure	S	M	L	XL
Mesure soulier	35/39	39/44	44/47	>47
Couleur	gris			
ambidextre				



AIR PAD



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



www.orthoservice.com



www.kiwa.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

airstep tight walker

Botte tuteur rigide
avec deux coussins
à air gonflables

NOUVEAU
2023



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**
Take care feel better

Le nouveau Walker amélioré



normal version



courte version

- 1** Valves de renforcement antérieure et postérieure pour plus de stabilité
- 2** Rembourrage gonflable à air donnant une adhérence optimale au corps et une meilleure stabilisation
- 3** Structure en matière plastique, légère et résistante; partie terminale en matériau caoutchouteux
- 4** Pompe intégrée pour gonfler/dégonfler le rembourrage
- 5** Semelle en matière antidérapante
- 6** Rembourrage en option pour une adaptation supplémentaire à la jamb

Deux versions pour chaque nécessité

Il se porte en 5 étapes simples



OPTION:



REF.505 Diabetic Set, ambidextre.



REF.501 Talonnettes, préciser droit et gauche.