

# Gehschuh mit zwei aufblasbaren Luftpolstern



## airstep tight walker

REF.550N



## airstep tight walker (short)

REF.560N

### INDIKATIONEN

- Konservative und postoperative Behandlung von Fuß-/Knöchel- und Beinbruch
- Postoperative Immobilisierung nach chirurgischer Behandlung von Fuß-/Knöchelbruch bei Patienten mit kurzen Gliedmaßen (Airstep tight Walker kurz)
- Schwere Knöcheldistorsion Grad I bis III
- Konservative Behandlung nach Riss der Achillessehne
- Postoperative Behandlung nach Tenorrhaphie der Achillessehne
- Prä- und postoperative/posttraumatische Immobilisierung

### KONTRAINDIKATIONEN

Die Anwendung dieser Orthese wird nur empfohlen, wenn dokumentiert ist, dass die Fraktur stabil ist und akzeptable Grenzen in Bezug auf Achs- und Drehfehlstellung nicht überschritten werden

### AUSWAHL/GRÖSSEN

Artikelnummer	REF.550N/560N(short)			
Größen	S	M	L	XL
Schuhgröße	35/39	39/44	44/47	>47
Farbe	grau			

beidseitig anwendbar



AIR PAD



RADIO LUCENT



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



www.orthoservice.com



www.kiwa.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

**ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

airstep tight walker

Gehschuh mit  
zwei aufblasbaren  
Luftpolstern



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**  
Take care feel better

## Der neue und verbesserte Walker



normale Version



kurze Version

- 1 Verstärkungsschalen** vorne und hinten für eine bessere Stabilität
- 2 Aufblasbares Luftpolster** für optimalen Tragekomfort und einen besseren Halt
- 3 Grundkörper aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff;** Endteil aus gummiartigem Material
- 4 Integrierte Pumpe** zum Aufblasen/Entleeren der Polsterung
- 5 Sohle** aus rutschfestem Material
- 6 Optionale Polster** zur zusätzlichen Anpassung an das Bein

Zwei Versionen für jeden Bedarf

## Das Tragen erfolgt in 5 einfachen Schritten



### OPTION:



REF.505 Diabetic Set, beidseitig anwendbar.



REF.501 Fersenkeile, rechts und links angeben.