

Warum diese Sprunggelenkorthese wählen?

- 1 Leicht anzulegen dank der Öffnung hinten
- 2 Einfaches und schnelles System zum Regulieren der Weite
- 3 Anatomisch geformt mit flachem Profil, um in die meisten Schuhe zu passen
- 4 Multifunktionaler Einsatz, auch beim Sport

Wann sollte man Malleorapid vorschlagen?

Malleorapid kann bei Verstauchungen **2. Grades** und als Unterstützung bei der **Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten** verwendet werden. Dank der beidseitigen Stabilisierungsstäbe und der elastischen 8-er Zuggurtung wird die Inversion / Eversion des Sprunggelenks limitiert.

9000P010193DE002.0824


malleorapid

REF. 24081
HMV: 23.02.02.1050

Sprunggelenkorthese mit Verstärkungselementen und Zuggurt nach 8-er-Gurt-Prinzip

Artikelnummer	REF. 24081		
Größen	1	2	3
Umfang Knöchel cm	19-22	22-26	26-30
Farbe	Grau		

Beidseitig anwendbar



Indikationen

- Konservative Behandlung nach Distorsionen Grad II
- Akute Tendinopathien
- Postoperative Rehabilitation
- Unterstützt die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten nach Distorsionen Grad II und III
- Chronische Gelenkschmerzen bedingt durch Sprunggelenksarthrose



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



malleorapid

Sprunggelenkorthese mit Verstärkungselementen und Zuggurt nach 8-er-Gurt-Prinzip

HMV: 23.02.02.1050



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

ANATOMISCHES DESIGN

zur perfekten Anpassung an die Morphologie des Sprunggelenks

SEITLICHE, SCHLANKE VERSORGUNGSELEMENTE

für Schuh-Kompabilität & Abrüstbarkeit!



LATERAL UND MEDIAL VERSTÄRKTES GEWEBE

zur Polsterung der seitlichen Stützen



SYSTEM ZUM REGULIEREN DER WEITE MIT KORDEL UND STOPPER

für ein schnelles und präzises Anpassen der Orthese



HOCHWERTIGES, ATMUNGSAKTIVES MESH-GEWEBE

TASCHE AUS LYCRA
zum Verstauen des Kordelendes



ÖFFNUNG HINTEN, MIT KLETTVERSCHLUSS

für maximal einfaches Einsteigen, auch mit Schwellneigung



ELASTISCHE ZUGGURTE ZUM ÜBERKREUZEN AUF DEM SPANN

für maximale Stabilität, mit Klettverschluss



Die Sprunggelenkorthese für eine sichere Therapie und für den Alltag