

malleorapid

**Sprunggelenkorthese mit
Verstärkungselementen
und Zuggurt nach
8-er-Gurt-Prinzip**

HMV-Nr: 23.02.02.1050



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Warum diese Sprunggelenkorthese wählen?

- 1 **Leicht anzulegen** dank der Öffnung hinten
- 2 Einfaches und schnelles **System zum Regulieren der Weite**
- 3 **Anatomisch geformt mit flachem Profil**, um in die meisten Schuhe zu passen
- 4 **Multifunktionaler Einsatz**, auch beim Sport

Wann sollte man **Malleorapid** vorschlagen?

Malleorapid kann bei Verstauchungen **2. Grades** und als Unterstützung bei der **Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten** verwendet werden. Dank der beidseitigen Stabilisierungsstäbe und der elastischen 8-er Zuggurtung wird die Inversion / Eversion des Sprunggelenks limitiert.

ANATOMISCHES DESIGN

zur perfekten Anpassung an
die Morphologie des Sprunggelenks

SEITLICHE, SCHLANKE VERSORGUNGSELEMENTE

für Schuh-Kompabilität & Abrüstbarkeit!



LATERAL UND MEDIAL VERSTÄRKTES GEWEBE

zur Polsterung der
seitlichen Stützen





**SYSTEM ZUM
REGULIEREN DER
WEITE MIT KORDEL
UND STOPPER**

für ein schnelles und präzises
Anpassen der Orthese



**HOCHWERTIGES,
ATMUNGSAKTIVES
MESH-GEWEBE**

TASCHE AUS LYCRA
zum Verstauen des Kordelendes



Die Sprunggelenkorthese
für eine sichere Therapie
und für den Alltag



**ÖFFNUNG HINTEN,
MIT KLETTVERSCHLUSS**

für maximal einfaches Einsteigen,
auch mit Schwellneigung



**ELASTISCHE
ZUGGURTE ZUM
ÜBERKREUZEN
AUF DEM SPANN**

für maximale Stabilität, mit
Klettverschluss

malleorapid

REF. 24081

HMV-Nr: 23.02.02.1050

Sprunggelenkorthese mit Verstärkungselementen
und Zuggurt nach 8-er-Gurt-Prinzip

Artikelnummer	REF. 24081			
Größen	0	1	2	3
Umfang Knöchel cm	16-19	19-22	22-26	26-30
Farbe	Grau			

Beidseitig anwendbar

EASY
PULLINGANATOMICAL
FIT

3D FABRIC

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

BREATHABLE

Indikationen

- Konservative Behandlung nach Distorsionen Grad II
- Akute Tendinopathien
- Postoperative Rehabilitation
- Unterstützt die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten nach Distorsionen Grad II und III
- Chronische Gelenkschmerzen bedingt durch Sprunggelenksarthrose



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better