

Warum dieses Knöchelbandage wählen?

- 1 Leicht anzulegen dank der Öffnung hinten
- 2 Einfaches und schnelles System zum Regulieren der Weite
- 3 Anatomisch geformt mit flachem Profil, um in die meisten Schuhe zu passen
- 4 Multifunktionaler Einsatz, auch beim Sport

Wann sollte man Malleorapid vorschlagen

Malleorapid ist angezeigt bei Verstauchungen **2. Grades** und als Adjuvans bei der **Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten**. Dank der kombinierten Wirkung der Stahlschienen und der elastischen Zugstangen in Form einer Acht wird die Inversion/Eversion des Knöchels begrenzt

9000P001930ECH1.0124

malleorapid

REF. 24081

Sprunggelenkorthese mit Verstärkungselementen und Zuggurt nach 8-er-Gurt-Prinzip

Artikelnummer	REF. 24081		
Größen	1	2	3
Umfang Knöchel cm	19-22	22-26	26-30
Farbe	Grau		

Beidseitig anwendbar



Indikationen

- Konservative Behandlung nach Distorsionen Grad II
- Akute Tendinopathien
- Postoperative Rehabilitation
- Unterstützt die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten nach Distorsionen Grad II und III
- Chronische Gelenkschmerzen bedingt durch Sprunggelenksarthrose



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



malleorapid

Sprunggelenkorthese mit Verstärkungselementen und Zuggurt nach 8-er-Gurt-Prinzip



ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better



ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better

ANATOMISCHES DESIGN

zur perfekten Anpassung an die Morphologie des Sprunggelenks

SCHLANKE, SEITLICHE VERSORGUNGSELEMENTE

für Schuh-Kompabilität & Abrüstbarkeit!



LATERAL UND MEDIAL VERSTÄRKTES GEWEBE

zur Polsterung der seitlichen Stützen



SYSTEM ZUM REGULIEREN DER WEITE MIT KORDEL UND STOPPER

für ein schnelles und präzises Anpassen der Orthese



HOCHWERTIGES, ATMUNGSAKTIVES MESH-GEWEBE

TASCHE AUS LYCRA zum Verstauen des Kordelendes



ELASTISCHE ZUGGURTE ZUM ÜBERKREUZEN AUF DEM SPANN

für maximale Stabilität, mit Klettverschluss



ÖFFNUNG HINTEN, MIT KLETTVERSCHLUSS

für maximal einfaches Einsteigen, auch mit Schwellneigung



Die Sprunggelenkorthese für sichere Therapie und für den Alltag