

malleorapid

**Sprunggelenkorthese** mit  
Verstärkungselementen  
und Zuggurt nach  
8-er-Gurt-Prinzip



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# Warum dieses Knöchelbandage wählen?

- 1 **Leicht anzulegen** dank der Öffnung hinten
- 2 Einfaches und schnelles **System zum Regulieren der Weite**
- 3 **Anatomisch geformt mit flachem Profil**, um in die meisten Schuhe zu passen
- 4 **Multifunktionaler Einsatz**, auch beim Sport

## Wann sollte man **Malleorapid** vorschlagen

**Malleorapid** ist angezeigt bei Verstauchungen **2. Grades** und als Adjuvans bei der **Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten**. Dank der kombinierten Wirkung der Stahlschienen und der elastischen Zugstangen in Form einer Acht wird die Inversion/Eversion des Knöchels begrenzt

## ANATOMISCHES DESIGN

zur perfekten Anpassung an  
die Morphologie des Sprunggelenks

## SCHLANKE, SEITLICHE VERSORGUNGSELEMENTE


für Schuh-Kompabilität & Abrüstbarkeit!



## LATERAL UND MEDIAL VERSTÄRKTES GEWEBE

zur Polsterung der  
seitlichen Stützen





**SYSTEM ZUM  
REGULIEREN DER  
WEITE MIT KORDEL  
UND STOPPER**

für ein schnelles und präzises  
Anpassen der Orthese



**HOCHWERTIGES,  
ATMUNGSAKTIVES  
MESH-GEWEBE**

**TASCHE AUS LYCRA**

zum Verstauen des Kordelendes



Die Sprunggelenkorthese  
für sichere Therapie und  
für den Alltag



**ÖFFNUNG HINTEN,  
MIT KLETTVERSCHLUSS**

für maximal einfaches Einsteigen,  
auch mit Schwellneigung



**ELASTISCHE  
ZUGGURTE ZUM  
ÜBERKREUZEN  
AUF DEM SPANN**

für maximale Stabilität, mit  
Klettverschluss

# malleorapid

REF. 24081

Sprunggelenkorthese mit Verstärkungselementen  
und Zuggurt nach 8-er-Gurt-Prinzip

Artikelnummer	REF. 24081			
Größen	0	1	2	3
Umfang Knöchel cm	16-19	19-22	22-26	26-30
Farbe	Grau			

Beidseitig anwendbar

EASY  
PULLINGANATOMICAL  
FIT

3D FABRIC

SINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE

BREATHABLE

## Indikationen

- Konservative Behandlung nach Distorsionen Grad II
- Akute Tendinopathien
- Postoperative Rehabilitation
- Unterstützt die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten nach Distorsionen Grad II und III
- Chronische Gelenkschmerzen bedingt durch Sprunggelenksarthrose



www.orthoservice.com



### Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



### ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

### ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

### OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

### RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better