

## Pourquoi choisir cette chevillère

- 1 Facile à porter grâce à l'ouverture à l'arrière
- 2 Système de fermeture à cordon, simple et rapide
- 3 Anatomique et profil bas pour être utilisée avec la plupart des chaussures
- 4 Utilisation polyvalente, même pendant la pratique sportive

## Quand proposer Malleorapid

Malléorapid est indiqué pour les **distorsions de degré II** et comme adjuvant dans la **reprise de l'activité sportive**. Grâce à l'action combinée des baleines en acier et des sangles élastiques en 8, l'inversion/éversion de la cheville est limitée

9000P00193FR02.1124

# malleorapid

REF. 24081  
Chevillère avec baleines en acier et sangles élastiques en 8

Code	REF. 24081			
Mesure	0	1	2	3
Tour de cheville cm	16-19	19-22	22-26	26-30
Couleur	Gris			

Ambidextre



### Indications

- Traitement conservateur après distorsions de degré II
- Tendinopathies aiguës
- Rééducation postopératoire
- Soutien de la reprise d'activités sportives après distorsions de degré II et III
- Arthralgies chroniques dues à une arthrose des articulations tibio-tarsiennes



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd  
Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



# malleorapid

**Chevillère avec baleines en acier et sangles élastiques en 8**



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better



ORTHOSERVICE  
RO+TEN  
Take care feel better

**DESIGN ANATOMIQUE**

pour s'adapter parfaitement à la morphologie de la cheville

**BALEINES DE STABILISATION MÉDIALE ET LATÉRALE FABRIQUÉES À PARTIR D'UNE TIGE D'ACIER**

modelables sur mesure, pour augmenter la stabilité de la cheville




**TISSU DE RENFORT LATÉRAL ET MÉDIAL**

pour protéger du contact avec les baleines



**SYSTÈME DE RÉGLAGE À L'AIDE D'UN CORDON AVEC BOUCLE**

Pour une adaptation Rapide et précise



**MAINTIEN ET RESPIRABILITÉ**

grâce au tissu de base en maille tridimensionnelle

**POCHE EN LYCRA**

pour ranger le cordon



**OUVERTURE À L'ARRIÈRE AVEC FERMETURE VELCRO®**

pour enfiler plus facilement l'orthèse



**SANGLES ÉLASTIQUES CROISÉES SUR LE COU-DE-PIED**

avec fermeture Velcro®, pour un maximum de stabilité

La chevillère pour s'entraîner en toute sécurité ou pour les activités quotidiennes