

malleorapid

**Chevillère avec
baleines en acier et
sangles élastiques
en 8**



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Pourquoi choisir cette chevillère

- 1 Facile à porter grâce à l'ouverture à l'arrière
- 2 Système de fermeture à cordon, simple et rapide
- 3 Anatomique et profil bas pour être utilisée avec la plupart des chaussures
- 4 Utilisation polyvalente, même pendant la pratique sportive

Quand proposer Malleorapid

Malléorapid est indiqué pour les **distorsions de degré II** et comme adjuvant dans la **reprise de l'activité sportive**. Grâce à l'action combinée des baleines en acier et des sangles élastiques en 8, l'inversion/éversion de la cheville est limitée

DESIGN ANATOMIQUE

pour s'adapter parfaitement à la morphologie de la cheville

BALEINES DE STABILISATION MÉDIALE ET LATÉRALE FABRIQUÉES À PARTIR D'UNE TIGE D'ACIER


modelables sur mesure, pour augmenter la stabilité de la cheville



TISSU DE RENFORT LATÉRAL ET MÉDIAL

pour protéger du contact avec les baleines





**SYSTÈME DE RÉGLAGE
À L'AIDE D'UN CORDON
AVEC BOUCLE**

Pour une adaptation
Rapide et précise



**MAINTIEN ET
RESPIRABILITÉ**

grâce au tissu de base en
maille tridimensionnelle

POCHE EN LYCRA

pour ranger le cordon



La cheville pour
s'entraîner en toute
sécurité ou pour les
activités quotidiennes



**OUVERTURE À
L'ARRIÈRE AVEC
FERMETURE VELCRO®**

pour enfiler plus facilement
l'orthèse

**SANGLES
ÉLASTIQUES
CROISÉES SUR LE
COU-DE-PIED**

avec fermeture Velcro®, pour
un maximum de stabilité

malleorapid

REF. 24081

Chevillère avec baleines en acier et sangles élastiques en 8

Code	REF. 24081			
Mesure	0	1	2	3
Tour de cheville cm	16-19	19-22	22-26	26-30
Couleur	Gris			

Ambidextre

EASY
PULLINGANATOMICAL
FIT

3D FABRIC

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

BREATHABLE

Indications

- Traitement conservateur après distorsions de degré II
- Tendinopathies aiguës
- Rééducation postopératoire
- Soutien de la reprise d'activités sportives après distorsions de degré II et III
- Arthralgies chroniques dues à une arthrose des articulations tibio-tarsiennes



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd

Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE
RO+TEN**

Take care feel better