

Dlaczego wybrać tą ortezę

- 1 Łatwa w zakładaniu dzięki otwartej części tylnej
- 2 Prosty i szybki System regulacji za pomocą linki
- 3 Anatomiczny kształt i cienka struktura materiału pasuje do większości butów
- 4 Wielofunkcyjne zastosowanie, odpowiednia do uprawiania sportu

Kiedy zastosować Malleorapid

Malleorapid jest wskazany w **leczeniu skręceń II stopnia** oraz jako środek wspomagający przy **wznawianiu aktywności sportowej po urazach**. Dzięki połączonemu działaniu stałek i elastycznych taśm ściągających w kształcie cyfry 8, ryzyko skręcenia stawu skokowego jest ograniczone.

9000P00193P_001.0124

malleorapid

REF. 24081

Orteza stawu skokowego ze stałkami i 8-punktowym systemem taśm elastycznych

Kod	REF. 24081		
Rozmiary	1	2	3
Obwód kostki cm	19-22	22-26	26-30
Kolor	szary		

Obustronny



Wskazania

- Leczenie zachowawcze po skręceniach stopnia II
- Ostre tendinopatie
- Rehabilitacja pooperacyjna
- Ułatwia powrót do aktywności sportowej po skręceniach II i III stopnia
- Przewlekły ból stawów spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHO SERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com



malleorapid

Orteza stawu skokowego ze stałkami i 8-punktowym systemem taśm elastycznych




ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care feel better

Materiał informacyjny przeznaczony dla profesjonalistów.


ORTHO SERVICE
RO+TEN
Take care feel better

**ANATOMICZNY
PROJEKT**

doskonale dopasowuje się do anatomii stopy i stawu skokowego

**PRZYŚRODKOWE I
BOCZNE SZYNY
STABILIZUJĄCE**

wykonane ze stali indywidualnie profilowane, w celu zwiększenia stabilności stawu skokowego



**BOCZNE I
PRZYŚRODKOWE
WYMIĘKCZENIE**

wzmocniona tkanina chroniąca przed kontaktem z szynami



**SYSTEM REGULACJI
ZA POMOCĄ
LINKI Z KLAMRĄ
NATYCHMIASTOWEGO
ZWALNIANIA**

dla szybkiego i precyzyjnego dopasowania ortezy



**ODDYCHAJĄCA
I PRZEWIENNA**

dzięki zastosowaniu tkaniny o strukturze 3D

KIESZEŃ Z LYCRY

do przechowywania linki



Orteza do bezpiecznego treningu i codziennych aktywności

**OTWARCIE TYLNE Z
ZAPIĘCIEM VELCRO®**

dla łatwego zakładania



**ELASTYCZNE,
SKRZYŻOWANE NA
PODBICIU TAŚMY
ŚCIĄGAJĄCE**

z zapięciem Velcro® dla zachowania maksymalnej stabilności

