

malleorapid

**Orteza stawu
skokowego
ze stalkami i
8-punktowym
systemem taśm
elastycznych**



Materiał informacyjny przeznaczony
dla profesjonalistów.



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better

Dlaczego wybrać tą ortezę

- 1 **Łatwa w zakładaniu** dzięki otwartej części tylnej
- 2 **Prosty i szybki System regulacji** za pomocą linki
- 3 **Anatomiczny kształt i cienka struktura materiału** pasuje do większości butów
- 4 **Wielofunkcyjne zastosowanie**, odpowiednia do uprawiania sportu

Kiedy zastosować Malleorapid

Malleorapid jest wskazany w **leczeniu skręceń II stopnia** oraz jako środek wspomagający przy **wznawianiu aktywności sportowej po urazach**. Dzięki połączonemu działaniu stałek i elastycznych taśm ściągających w kształcie cyfry 8, ryzyko skręcenia stawu skokowego jest ograniczone.

ANATOMICZNY PROJEKT

doskonale dopasowuje się do
anatomii stopy i stawu skokowego

PRZYŚRODKOWE I BOCZNE SZYNY STABILIZUJĄCE

wykonane ze stali indywidualnie
profilowane, w celu zwiększenia
stabilności stawu skokowego



BOCZNE I PRZYŚRODKOWE WYMIĘKCZENIE

wzmocniona tkanina
chroniąca przed
kontaktem z szynami



**SYSTEM REGULACJI
ZA POMOCĄ
LINKI Z KLAMRĄ
NATYCHMIASTOWEGO
ZWALNIANIA**

dla szybkiego i precyzyjnego
dopasowania ortezy



**ODDYCHAJĄCA
I PRZEWIEWNA**

dzięki zastosowaniu
tkaniny o strukturze 3D

KIESZEŃ Z LYCRY

do przechowywania linki



Orteza do
bezpiecznego
treningu i
codziennych
aktywności

The image shows a person's foot and ankle wearing a grey and orange ankle brace. The brace has multiple straps with Velcro closures. One hand is shown adjusting a strap on the back of the ankle. Another view shows the brace being applied to a foot, with hands securing the straps. The brace features a central support structure and a heel patch.

OTWARCIE TYLNE Z ZAPIĘCIEM VELCRO®

dla łatwego zakładania

ELASTYCZNE, SKRZYŻOWANE NA PODBICIU TAŚMY ŚCIĄGAJĄCE

z zapięciem Velcro® dla
zachowania maksymalnej
stabilności

malleorapid

REF. 24081

Orteza stawu skokowego ze stalkami i 8-punktowym systemem taśm elastycznych

Kod	REF. 24081			
Rozmiary	0	1	2	3
Obwód kostki cm	16-19	19-22	22-26	26-30
Kolor	szary			

Obustronny

EASY
PULLINGANATOMICAL
FIT

3D FABRIC

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

BREATHABLE

Wskazania

- Leczenie zachowawcze po skręceniach stopnia II
- Ostre tendinopatie
- Rehabilitacja pooperacyjna
- Ułatwia powrót do aktywności sportowej po skręceniach II i III stopnia
- Przewlekły ból stawów spowodowany chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego



www.orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSERVICE
RO+TEN**

Take care feel better