

go up PRO

# Knieorthese zur frühfunktionellen Mobilisierung mit stufenweiser Bewegungslimitierung

HMV-Kategorie: 23.04.02.0



**ORTHOSERVICE**  
**RO+TEN**

Take care feel better

## Neues Gelenk "PUSH&SET"

Zum Einstellen der  
Flexion/Extension auf  
intuitive, einfache und  
sichere Weise




Möglichkeit der  
Schnellverriegelung des Gelenks mit  
speziellem (orangefarbenen) Clipverschluss,  
von  $-10^\circ$  bis  $+30^\circ$  in  $10^\circ$ -Schritten

go up PRO



## LEICHT IN DER LÄNGE VERSTELLBAR DIREKT AM PATIENTEN

dank der Einrastlöcher auf der Schiene



## UNIVERSELLE GRÖSSE

mit der Möglichkeit,  
die Länge der Schiene  
anzupassen



**RIEMENHALTERUNGEN,**  
die selbstklemmend wirken

**ABNEHMBARE  
UND WASCHBARE  
KONDYLENPOLSTER**



## POLSTERUNG NUR AN DEN KONTAKTSTELLEN

hindert die Orthese am Abrutschen und  
schützt gleichzeitig das Bein vor einem  
direkten Kontakt mit den Schienen

## Warum Go up PRO wählen

- 1 Längenverstellbar durch Teleskopschienen
- 2 Leicht an den Patienten anzupassen
- 3 Neues „PUSH&SET“- Gelenk für intuitives und sicheres Justieren

# go up PRO

REF. 24046

HMV-Kategorie: 23.04.02.0

Knieorthese zur frühfunktionellen Mobilisierung  
mit stufenweiser Bewegungslimitierung

Artikelnummer	REF.24046
Größe	universell
Länge der Schiene in cm	50-65
Farbe	grau

Beidseitig

CUSTOMIZABLE  
FITEASY  
ADJUSTINGSINGLE PATIENT  
MULTIPLE USE

TELESCOPIC

## Indikationen

- Zur postoperativen Therapie, die eine Begrenzung von Flexion/Extension des Knies erfordert, wie z.B. Bandrekonstruktion, Transposition der Tibia-Apophyse, Frakturen im distalen Drittels des Femurs, Frakturen im proximalen Drittels der Tibia, Frakturen der Patella, Verletzungen der Streckmuskel-Sehnen
- Posttraumatische Phase nach Distorsionen des Knies
- Varisierende oder valgierende Osteotomien



Go up PRO



orthoservice.com



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOSSERVICE DEUTSCHLAND GmbH**  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOSSERVICE POLSKA Sp. z o.o.**  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**RO+TEN S.r.l.**  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOSSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better