

## Warum Go up BASIC wählen

- 1 Zuverlässige Passform für viele Patienten
- 2 Leicht und einfach zu handhaben
- 3 Neues „PUSH&SET“-Gelenk für intuitives und sicheres Justieren

## Warum Go up PRO wählen

- 1 Längenverstellbar durch Teleskopschienen
- 2 Leicht an den Patienten anzupassen
- 3 Neues „PUSH&SET“-Gelenk für intuitives und sicheres Justieren

9000P00191DEC001.0124

### go up BASIC

REF. 24045  
Knieorthese für postoperative, stufenweise Bewegungslimitierung

Artikelnummer	REF.24045
Größe	universell
Länge der Schiene in cm	56
Farbe	grau

Beidseitig



CUSTOMIZABLE FIT



EASY ADJUSTING



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE

### go up PRO

REF. 24046  
Knieorthese für postoperative, stufenweise Bewegungslimitierung mit Teleskopschienen

Artikelnummer	REF.24046
Größe	universell
Länge der Schiene in cm	50-65
Farbe	grau

Beidseitig



CUSTOMIZABLE FIT



EASY ADJUSTING



SINGLE PATIENT MULTIPLE USE



TELESCOPIC

#### Indikationen

- Postoperative Behandlung, die eine Begrenzung von Flexion/Extension des Knies erfordert (Bandrekonstruktion, Transposition der Tibia-Apophyse, Frakturen im distalen Drittel des Femurs, Frakturen im proximalen Drittel der Tibia, Frakturen der Patella, Verletzungen der Streckmuskel-Sehnen)
- Posttraumatische Phase nach Distorsionen des Knies
- Varisierende oder valgierende Osteotomien



orthoservice.com



Headquarter: ORTHOSERVICE AG  
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH  
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

RO+TEN S.r.l.  
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



Go up BASIC

Go up PRO

go up BASIC / PRO

Knieorthese für postoperative, stufenweise Bewegungslimitierung



ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take care feel better




ORTHOSERVICE  
RO+TEN

Take care feel better

## Neues Gelenk "PUSH&SET"

Zum Einstellen der  
Flexion/Extension auf  
intuitive, einfache und  
sichere Weise



Möglichkeit der  
Schnellverriegelung des Gelenks mit  
speziellem (orangefarbenen) Clipverschluss,  
von -10° bis +30° in 10°-Schritten

## go up BASIC



**SEITLICHE  
GELENKSTANGE  
AUS LEICHTER  
ALUMINIUMLEGIERUNG**  
für optimales Positionieren

**ABNEHMBARE  
UND WASCHBARE  
KONDYLENPOLSTER**

**POLSTERUNG INNEN**  
um das Verrutschen der  
Orthese zu limitieren und das  
Bein vor direktem Kontakt mit  
den Schienen zu schützen

**UNIVERSELLE GRÖSSE**  
um den Lagerbestand auf ein  
Minimum zu reduzieren

**UNIVERSELLER  
UMFANG**  
für eine zuverlässige  
Passform für viele



## go up PRO



**LEICHT IN DER LÄNGE  
VERSTELLBAR DIREKT  
AM PATIENTEN**  
dank der Einrastlöcher auf der Schiene

**SCHIENE AUS  
KUNSTSTOFF**  
mit bedrucktem Klettverschluss

**RIEMENHALTERUNGEN,**  
die selbstklemmend wirken

**ABNEHMBARE  
UND WASCHBARE  
KONDYLENPOLSTER**

**UNIVERSELLE  
GRÖSSE**  
mit der Möglichkeit,  
die Länge der Schiene  
anzupassen

**POLSTERUNG  
NUR AN DEN  
KONTAKTSTELLEN**  
hindert die Orthese am Abrutschen  
und schützt gleichzeitig das Bein  
vor einem direkten Kontakt mit  
den Schienen



ERNEUERTES DESIGN

Zwei neue  
postoperative  
Orthese für Sie